


TABLE OF CONTENTS

Elektricitet 2



ELEKTRICITET

Vores kategori Elektricitet indeholder alt, hvad du behøver for at undervise og udforske elektriske kredsløb og elektromagnetisme. Vi tilbyder komplette byggesæt, strømforsyninger, måleinstrumenter og tilbehør, som gør det både sikkert og let at gennemføre eksperimenter og praktisk arbejde i klasselokalet eller laboratoriet.



LED-LYSDIODER (5 X 90 STK. I 5 FARVER) 130,00 KR. (162,50 KR. M/MOMS)

Komplet sæt med 450 LED-dioder i 5 farver. Ideelt til elektronik, modelbyggeri og undervisning.... (SKU:311220)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



GLØDEPÆRE E10 (6,3 V 0,05 A) 100 STK.
199,00 KR. (248,75 KR. M/MOMS)

100 små glødepærer med E10 sokkel til elkørekortet og andre småforsøg. (SKU:355003)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



**LEDNINGSHOLDER TIL
SIKKERHEDSKABLER 165,00 KR.
(206,25 KR. M/MOMS)**

Betydelig afstand mellem slidserne. Du slipper for sammenfildrede ledninger. Holderen kan rumme... (SKU:311120)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



LODDEKOLBESÆT (80) 215,00 KR.
(268,75 KR. M/MOMS)

Seneste design af en premium loddekolbe: 5°C præcis temperaturkontrol og LCD-skærm. Du kan... (SKU:312000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SIKKERHEDSADAPTER SORT 15,00 KR. (18,75 KR. M/MOMS)

Denne adapter gør det muligt at benytte apparater, der ikke er forsynet med... (SKU:311111)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SIKKERHEDSADAPTER RØD 15,00 KR. (18,75 KR. M/MOMS)

Denne adapter gør det muligt at benytte apparater, der ikke er forsynet med... (SKU:311110)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



UDLADERKUGLE PÅ STANG 695,00 KR. (868,75 KR. M/MOMS)

Udløbskugle fra Narika, monteret på stang og fastgjort til bundpladen. På pladen sidder en... (SKU:102148)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



HÅNDGENERATOR HØJSPÆNDING 2.075,00 KR. (2.593,75 KR. M/MOMS)

Et revolutionerende produkt fra japanske Narika, der virkelig udfordrer traditionelle... (SKU:102125)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

NYLONPIND 22,00 KR. (27,50 KR. M/MOMS)

Stav 30 cm, diameter 13 mm. For øvelser i elektrostatik. (SKU:102255)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

GLASSTANG 15,00 KR. (18,75 KR. M/MOMS)

Stav 30 cm, diameter 13 mm. For øvelser i elektrostatik (SKU:102116)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

DUG, BOMULD 13,00 KR. (16,25 KR. M/MOMS)

Bomuldsstykke 30 x 20 cm. For øvelser i elektrostatik. (SKU:102117)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



DUG, ULD 19,00 KR. (23,75 KR. M/MOMS)

Uldstykke 30 x 30 cm. For øvelser i elektrostatik. (SKU:102119)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ELEKTROSKOP 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Hold en elektrisk ladet stav mod kuglen på elektroskopet og se viseren slå ud. Jo større... (SKU:102020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



DUG, SILKE 22,00 KR. (27,50 KR. M/MOMS)

Silkedug 30 x 20 cm. For øvelser i elektrostatik. (SKU:102118)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ELEKTROSTATISK POMPON 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)

Består af en plastikbund med en aluminiumsstang. Øverst på alustangen er fastgjort tynde... (SKU:102221)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



BÅNDGENERATOR, ØKONOMIMODEL 2.550,00 KR. (3.187,50 KR. M/MOMS)

Prisbillig båndgenerator, der genererer op til 200.000 V (lav strømstyrke) og giver en... (SKU:102122)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



STRØMFORSYNING "SLIM LINE" 30 V DC, 5A 695,00 KR. (868,75 KR. M/MOMS)

God DC trømforsyning, der er nem og praktisk at håndtere og fylder minimalt.
Pædagogisk... (SKU:102039)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KONSTANTANTRÅD 1,5 MM (7,8 M) 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

Anvendes fx til forsøg, hvor modstanden i en metaltråd måles og sammenhængen mellem... (SKU:310806)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



STRØMFORSYNING 12V, 1A 345,00 KR. (431,25 KR. M/MOMS)

Lascells Battery Eliminator er en kompakt og let strømforsyning, der kan erstatte brugen af... (SKU:350080)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MILLIVOLTMETER DC DIGITAL (1999 MV) 315,00 KR. (393,75 KR. M/MOMS)

Millivoltmeter, der måler fra 0 til 1999 mV uden at skulle skifte måler eller shunt.
Udstyret... (SKU:350008)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MODSTANDSBOKS, DEKADE 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

Justerbar modstand til f.eks. elektronikforsøg eller til at studere Ohms lov.

Tilslut boksen... (SKU:310122)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




GLØDEPÆRE E10 (1,5 V 0,09 A) 10 STK. 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

10 små glødepærer med E10 sokkel til elkørekortet og andre småforsøg.

(SKU:355001)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ENSRETTERBRO MED KONDENSATOR 495,00 KR. (618,75 KR. M/MOMS)

Se og forstå hvordan vekselstrøm konverteres til jævnstrømsspænding. Undersøg også... (SKU:310130)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



VOLTMETER DC DIGITAL (20V/0,01V) 315,00 KR. (393,75 KR. M/MOMS)

Nemmere bliver det ikke!
Tilslut ledningerne, og aflæs.

Robust jævnstrømsinstrument, som... (SKU:350007)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOTOR M/OPVIKLINGSAKSEL 12V DC 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Kraftig 12V DC motor monteret i holder på stang. Tilslutning via 2 sikkerheds-bananbøsninger.... (SKU:301200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



RUND MAGNET MED DREJELEJE 369,00 KR. (461,25 KR. M/MOMS)

Kraftig magnet med farvede poler monteret på drejeleje med remskive. Kan anvendes i forbindelse... (SKU:301210)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



STRØMFORSYNING 30V AC/DC 6A MED DISPLAY 2.575,00 KR. (3.218,75 KR. M/MOMS)

Trinløs indstilling af jævn- og vekselspænding og en fast 6,3... (SKU:350050)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SIKKERHEDSKROKODILLENÆB 4 MM, RØD 33,00 KR. (41,25 KR. M/MOMS)

Isoleret krokodillenæb til sikkerhedsledninger.

Mål: Længde 10 cm
Største åbning 2,5 cm. (SKU:310005)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SIKKERHEDSKROKODILLENÆB 4 MM, SORT 33,00 KR. (41,25 KR. M/MOMS)

Isoleret krokodillenæb til sikkerhedsledninger.

Farve: Sort
Mål: Længde 10 cm
Største... (SKU:310006)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SUMMER 6 V/400 HZ 14,00 KR. (17,50 KR. M/MOMS)

Summer til egne konstruktioner, f.eks. ringklokke.

Drivspænding: 3-6 VDC.
Frekvens: 400 Hz. (SKU:310080)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SIKKERHEDSKABEL, 50 CM, SORT 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)

50 cm sikkerhedskabel (1mm²)

Farve: Sort (SKU:311106)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SIKKERHEDSKABEL, 50 CM, RØD 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)

50 cm sikkerhedskabel (1mm²)

Farve: Rød (SKU:311105)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



GLØDEPÆRE E10 (6 V, 1 A) 10 STK. 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

10 klassiske dværgpærer E10 fatning.

Spænding: 6 V

Strømforbrug: 1 A (SKU:355006)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



BÅNDGENERATOR (VAN DE GRAAFF) 3.550,00 KR. (4.437,50 KR. M/MOMS)

Van de Graaff Generator til demonstration af statisk elektricitet. Denne model leveres inklusiv... (SKU:303000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ELMOTOR 1,5-4,5 V (10 STK.) 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

Prisbillig elmotor til egne konstruktioner.

Drivspænding: 1,5-4,5 V.
Omdrejningstal:... (SKU:310050)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




DRIVREM TIL ELMOTOR 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)

Driveremme til elmotor (310050 & 310052)

Gummibånd i forskellige længder og... (SKU:310062)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ELMOTOR, LETLØBENDE 0,2 - 6 V (10 STK) 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)

Ekstra letløbende motor til eksperimenter med fx solceller.

Drivspænding: 0,2-6 V.
Akslens... (SKU:310052)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



HOLDER TIL ELMOTOR (310050 & 310052) (10 STK.) 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)

Passer til Elmotor (310050) og letløbende elmotor (310052).

Dobbeltklæbende tape er... (SKU:310055)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




REMSKIVE TIL ELMOTOR (10 STK.) 32,00 KR. (40,00 KR. M/MOMS)

Passer til Elmotor (310050) og letløbende elmotor (310052)

Materiale: Plastik.
Diameter:... (SKU:310060)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



HEMMELIGE KREDSLØB (SERIEL, PARALLEL) 369,00 KR. (461,25 KR. M/MOMS)

Hvordan er lamper og strømafbrydere forbundet med hinanden?
Spændende, lærerige og... (SKU:311500)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



HEMMELIGE KREDSLØB (ELEKTRONIK) 415,00 KR. (518,75 KR. M/MOMS)

Hvad sker der, når du trykker på strømafbryderen? Hvilken lysdiode lyser?
Tændes den... (SKU:311510)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



STATISK ELEKTRICITET SÆT 275,00 KR. (343,75 KR. M/MOMS)

Lad eleverne selv udforske statisk elektricitet! Sættet indeholder bl.a. en styrofoam-bold og... (SKU:359000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



BATTERIHOLDER TIL LR20 (D) ELEKTRISK KOBLING 13,00 KR. (16,25 KR. M/MOMS)

Batteriholder for 1,5 V batterier type LR 20 (D-størrelse) som 313008.

Denne variant kan... (SKU:313201)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



BATTERIHOLDER TIL LR20 (D) 13,00 KR. (16,25 KR. M/MOMS)

Batteriholder for 1,5 V batterier type LR 20 (D-størrelse) som 313008. Et prisbilligt... (SKU:313200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ELEKTRONIKSÆT PLUS 465,00 KR. (581,25 KR. M/MOMS)

Smart sammenkobling med trykknapper gør at du undgår problemer med løse... (SKU:311400)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LAMPEHOLDER (E10) 79,00 KR. (98,75 KR. M/MOMS)

This unit demonstrates the concept of a lamp within a circuit. Can be used inline with other... (SKU:310110)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KONSTANTANTRÅD 0,50 MM (70 M) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Anvendes fx til forsøg, hvor modstanden i en metaltråd måles og sammenhængen mellem... (SKU:310805)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LAMPEFATNING E10 (50 STK.) 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

Lampeholdere med bøjle til pærer med sokkel E10.

Materiale: Stål/messing, forniklet.... (SKU:310020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TONEGENERATOR (UDGÅET)

Denne vare er udgået - se i stedet fx 350200 herunder

Tonegenerator med mange... (SKU:341500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



FUNKTIONSGENERATOR OG OSCILLOSCOP (PC) 1.695,00 KR. (2.118,75 KR. M/MOMS)

Med den samme enhed kan du både skabe et signal og se det.
Alt styres enkelt i det... (SKU:350210)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MODSTANDSÆT 400 STK. 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)

Resistorer i intervallet 10 Ω - 1 M Ω til f.eks. elektronikforsøg.

(SKU:311300)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AMPEREMETER (DC) 325,00 KR. (406,25 KR. M/MOMS)

Robust pointer instruments for measuring voltage resp. current in shock-proof desktop housings... (SKU:350015)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



AMPEREMETER, DIGITAL (10 A DC, 0,01 A) 315,00 KR. (393,75 KR. M/MOMS)

Nemmere bliver det ikke!
Tilslut ledningerne, og aflæs.

Robust jævnstrømsinstrument, som... (SKU:350017)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



GALVANOMETER (DC) 325,00 KR. (406,25 KR. M/MOMS)

Robust pointer instruments for measuring voltage resp. current in shock-proof desktop housings... (SKU:350100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SNAPLÅS TIL 9V BATTERI 2,50 KR. (3,13 KR. M/MOMS)

(SKU:313006)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



STRØMFORSYNING 15 V DC 3A 495,00 KR. (618,75 KR. M/MOMS)

Strømforsyning til jævnspænding med dobbelt digitalt display og trinløsregulering 0-15 V og... (SKU:350030)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



STRØMFORSYNING 12V AC/DC 5A MED DISPLAY 1.090,00 KR. (1.362,50 KR. M/MOMS)

Prisbillig strømforsyning med digitalt display. Denne spændingskilde dækker behovet i... (SKU:350040)

[Tilføj til kurv](#)


[Læs mere](#)

ELEVSPOLE 200 VINDINGER 149,00 KR. (186,25 KR. M/MOMS)

... (SKU:300000)



[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ELEVSPOLE 800 VINDINGER 169,00 KR. (211,25 KR. M/MOMS)

... (SKU:300002)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



UI-KERNE, ELEV 365,00 KR. (456,25 KR. M/MOMS)

Jernkerne 20x20 mm af lamineret jern, der passer til spoler. Fod af plastik. leveres komplet... (SKU:301000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ELEVSPOLE 400 VINDINGER 159,00 KR. (198,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:300001)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ELEVSPOLE 1600 VINDINGER 179,00 KR. (223,75 KR. M/MOMS)

Kobbertråden er dækket med klart polyesterfolie som isolerer mod spænding op til 4500 V.... (SKU:300004)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TRANSFORMATOR, KOMPLET (ELEVBRUG) 785,00 KR. (981,25 KR. M/MOMS)

Hvordan kan man enkelt reducere spændingen fra 20 V til 10 V?
Giv eleverne mulighed for at... (SKU:300510)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SIKKERHEDSLEDNING, 100 CM, SORT 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)

100 cm ledning med sikkerhedsstik altsammen i bedste siliconekvalitet.
Kontakterne passer i... (SKU:311101)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



STRØMFORSYNING TIL OPTIKSÆT 265,00 KR. (331,25 KR. M/MOMS)

Strømforsyning til optiksæt 330100 (SKU:350020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



AMPEREMETER, ANALOG AC/DC 518,00 KR. (647,50 KR. M/MOMS)

Amperemeter i rigtig fin kvalitet med sikkerhedsbøsninger. Jævnstrøm og vekselstrøm. (SKU:350010)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MULTIMETER, ØKONOMIMODEL 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Billigt multimeter med mange målemuligheder.

Måleområder:
Spænding DC:... (SKU:351001)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



VOLTMETER, ANALOG AC/DC 518,00 KR. (647,50 KR. M/MOMS)

Prisbilligt voltmeter til både jævnspænding og vekselspænding (SKU:350000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

-55%



LYSDIODE RØD, 5MM (100 STK.)

~~89,00 KR.~~ 40,00 KR. (50,00 KR. M/MOMS)

Spænding: Ca. 2-2,5 V.
Strøm: Ca. 10-70 mA.
Diameter: 5 mm (SKU:311200)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

-55%



LYSDIODE GUL, 5MM (100 STK.)

~~89,00 KR.~~ 40,00 KR. (50,00 KR. M/MOMS)

... (SKU:311210)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




MULTIMETER DIGITALT, AUTORANGE

225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

Digitalt multimeter med automatsikring, spændingstester og LED-belysning.

Et multimeter som... (SKU:351000)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KOBBERTRÅD 0,2 MM, UISOLERET (50 M) **49,00 KR. (61,25 KR. M/MOMS)**

Anvendes fx til forsøg, hvor modstanden i en metaltråd måles og sammenhængen mellem... (SKU:311000)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KOBBERTRÅD 0,5 MM, ISOLERET **59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)**

Kobbertråd isoleret, 20 m. Diameter 0,5 mm. (SKU:311010)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



LODDETIN 100 G 119,00 KR. (148,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:312020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SIKKERHEDSLEDNING, 100 CM, RØD **39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Bløde silicone ledninger af sikkerhedstypen med kraftige kontakter, hvor metaldelene er... (SKU:311100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KROKODILLEKLEMMER (50 STK.) 55,00 KR. (68,75 KR. M/MOMS)

Uisoleret krokodilleklemme med lille hul. (SKU:310000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



GLØDEPÆRE E10 (6,0 V 0,05 A) 10 STK. 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

10 små glødepærer med E10 sokkel til elkørekortet og andre småforsøg.

(SKU:355000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MINILEDNINGER (10 STK.) 25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)

Små ledninger med isolerede krokodilleklemmer. Assorterede farver.

Længde: 30 cm (SKU:310010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



GLØDEPÆRE E10 (1,5 V 0,3 A) 100 STK. 199,00 KR. (248,75 KR. M/MOMS)

100 små glødepærer med E10 sokkel til elkørekortet og andre småforsøg. (SKU:355002)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



GLØDEPÆRE E10 (6,2 V 0,5 A) 25 STK. 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)

25 små glødepærer med E10 sokkel til elkørekortet og andre småforsøg.

(SKU:355004)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



LAMPEFATNING E10 (10 STK.) 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

Lampeholdere med fod. Gevindet passer til E10 dværgpærer.

farven kan variere, typisk hvid... (SKU:310022)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MILLIAMPEREMETER 315,00 KR. (393,75 KR. M/MOMS)

Milliamperemeter, der måler strømstyrke fra 0 til 1999 mA uden at skulle skifte måler eller... (SKU:350018)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KOMPONENTHOLDER 79,00 KR. (98,75 KR. M/MOMS)

ABS plast 95 x 70 x 30 mm. Forsynet med 4 mm sikkerhedsbøsninger. (SKU:310100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MODSTANDSBOKS 159,00 KR. (198,75 KR. M/MOMS)

This unit demonstrates the concept of a resistance. Fitted with three 1W resistances of... (SKU:310120)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



FUNKTIONSGENERATOR 675,00 KR. (843,75 KR. M/MOMS)

En meget alsidig og bærbar enhed, der kan drives af batteri og drives fra en ekstern kilde.... (SKU:350220)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOTORMODEL 285,00 KR. (356,25 KR. M/MOMS)

Se og tænk over, hvordan elektrisk energi omdannes til mekanisk energi i elmotoren.

En enkel... (SKU:302000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



FUNKTIONSGENERATOR 2.595,00 KR. (3.243,75 KR. M/MOMS)

Funktionsgenerator med farvedisplay og gennemtænkt layout.

Funktionsgeneratoren kan bruges... (SKU:350200)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



CITRONUR 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

Det klassiske citronur i en nem version (SKU:309000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

INDEX

A

Amperemeter (DC) 18
Amperemeter, analog AC/DC 22
Amperemeter, digital (10 A DC, 0,01 A) 18

B

Batteriholder til LR20 (D) 15
Batteriholder til LR20 (D) elektrisk kobling 15
Båndgenerator (Van de Graaff) 12
Båndgenerator, økonomimodel 6

C

Citronur 28

D

Drivrem til elmotor 12
Dug, bomuld 4
Dug, silke 5
Dug, uld 5

E

Elektroniksæt plus 15
Elektroskop 5
Elektrostatisk pompon 5
Elevspole 1600 vindinger 21
Elevspole 200 vindinger 19
Elevspole 400 vindinger 20
Elevspole 800 vindinger 20
Elmotor 1,5-4,5 V (10 stk.) 12
Elmotor, letløbende 0,2 - 6 V (10 stk) 13
Ensretterbro med kondensator 8

F

Funktionsgenerator 27, 28
Funktionsgenerator og oscilloscop (PC) 17

G

Galvanometer (DC) 18
Glasstang 4
Glødepære E10 (1,5 V 0,09 A) 10 stk. 8
Glødepære E10 (1,5 V 0,3 A) 100 stk. 26
Glødepære E10 (6 V, 1 A) 10 stk. 11
Glødepære E10 (6,0 V 0,05 A) 10 stk. 25
Glødepære E10 (6,2 V 0,5 A) 25 stk. 26
Glødepære E10 (6,3 V 0,05 A) 100 stk. 2

H

Hemmelige kredsløb (elektronik) 14
Hemmelige kredsløb (seriel, parallel) 14
Holder til elmotor (310050 & 310052) (10 stk.) 13
Håndgenerator højspænding 3

K

Kobbertråd 0,2 mm, uisoleret (50 m) 24
Kobbertråd 0,5 mm, isoleret 24
Komponentholder 27
Konstantantråd 0,50 mm (70 m) 16
Konstantantråd 1,5 mm (7,8 m) 6
Krokodilleklemmer (50 stk.) 25

L

Lampefatning E10 (10 stk.) 26
Lampefatning E10 (50 stk.) 16
Lampeholder (E10) 16
LED-lysdioder (5 x 90 stk. i 5 farver) 1
Ledningsholder til sikkerhedskabler 2
Loddekolbesæt (80) 2
Loddetin 100 g 24
Lysdiode gul, 5mm (100 stk.) 23
Lysdiode rød, 5mm (100 stk.) 23

M

Milliamperemeter 27
Millivoltmeter DC digital (1999 mV) 7
Miniledninger (10 stk.) 25
Modstandsboks 27
Modstandsboks, dekade 7
Modstandsæt 400 stk. 17
Motor m/opviklingsaksel 12V DC 9
Motormodel 28
Multimeter digitalt, autorange 23
Multimeter, økonomimodel 22

N

Nylonpind 4

R

Remskive til elmotor (10 stk.) 13
Rund magnet med drejeleje 9

S

Sikkerhedsadapter Rød 3
Sikkerhedsadapter Sort 3
Sikkerhedskabel, 50 cm, rød 11
Sikkerhedskabel, 50 cm, sort 11
Sikkerhedskrokodillenæb 4 mm, rød 10
Sikkerhedskrokodillenæb 4 mm, sort 10
Sikkerhedsledning, 100 cm, rød 24
Sikkerhedsledning, 100 cm, sort 21
Snaplås til 9V batteri 19
Statisk elektricitet sæt 14
Strømforsyning 12V AC/DC 5A med display 19
Strømforsyning 12V, 1A 7
Strømforsyning 15 V DC 3A 19
Strømforsyning 30V AC/DC 6A med display 9
Strømforsyning til optiksæt 21
Strømforsyning "SLIM LINE" 30 V DC, 5A 6
Summer 6 V/400 Hz 10

T

Tonegenerator (udgået) 17

Transformator, komplet (elevbrug) 21

U

Udladerkugle på stang 3

UI-kerne, elev 20

V

Voltmeter DC digital (20V/0,01V) 8

Voltmeter, analog AC/DC 22