


TABLE OF CONTENTS

Kemi	2
Analyse og test	2
Elektrokemi	12
Magnetomrører	17
Molekylemodeller	20
pH-måling	28
Spektrofotometri	36




KEMI



ANALYSE OG TEST

Udforsk vores udvalg af analyse- og testudstyr til kemiundervisningen. Fra smeltepunktsapparater til vandanalysekits - ideelt til STX, HTX og erhvervsuddannelser, hvor præcision og praktisk erfaring er i fokus.



TESTSTRIMLER PEROXID 255,00 KR. (318,75 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststriimler fra Chemsolute

0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/l

Antal: 100 stk. (SKU:451035)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




UV-KABINET 1.799,00 KR. (2.248,75 KR. M/MOMS)

UV-bestrålingsboks. Fleksibel åbning foran for at give mulighed for introduktion af TLC-plader... (SKU:330408)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




TESTSTRIMLER NITRAT (100 STK.) 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)

Engangsteststriimler til hurtig, semi-kvantitativ detektion af nitrationer i... (SKU:451001)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



INDIKATORPAPIR SVØMMEHAL (50 STRIPS) 215,00 KR. (268,75 KR. M/MOMS)

5 i 1 teststriimler til måling af pH, alkalinitet, total hårdhed, samt frit og total chlor.... (SKU:451150)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



VANDS HÅRDHED (INDIKATORPAPIR) 210,00 KR. (262,50 KR. M/MOMS)

Måleområde: 3 - 4 - 7 - 14 - 21 °dH

Antal: 100 stk. (SKU:451100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SMELTEPUNKTSAPPARAT MP-200D 10.675,00 KR. (13.343,75 KR. M/MOMS)

Præcis og Brugervenlig Analyse
MP-200D er et digitalt smeltepunktapparat designet til præcis...
(SKU:491000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



**TLC PLADER SIL/UV254, 4 X 8 CM,
POLYESTER (50 STK.) 377,00 KR.
(471,25 KR. M/MOMS)**

TLC plader klar til brug. Belagt med 0,20 mm kiselgel med fluorescens indikator.
Størrelse: 4... (SKU:210300)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



**PH-STAVE PREMIUM 119,00 KR. (148,75 KR.
M/MOMS)**

Macherey-Nagel 92111 nyt produkt, der erstatter de velkendte 92110 test sticks.

OBS:... (SKU:450011)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

**POLARIMETER, ELEVMODEL 599,00 KR.
(748,75 KR. M/MOMS)**

Polarimeteret bruger en monokromatisk gul LED-lyskilde og forenklet design for at gøre emnet... (SKU:240100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



QUANTOFIX TESTSTRIMLER SULFAT 325,00 KR. (406,25 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststrimler fra Macherey-Nagel

< 200 - > 400 - > 800 - > 1200 - >1600... (SKU:451015)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

QUANTOFIX TESTSTRIMLER SULFIT 299,00 KR. (373,75 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststrimler fra Macherey-Nagel

0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 -... (SKU:451020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)





QUANTOFIX TESTSTRIMLER PEROXID 100 MG/L 395,00 KR. (493,75 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststrimler fra Macherey-Nagel

0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L... (SKU:451025)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




QUANTOFIX TESTSTRIMLER AMMONIUM 595,00 KR. (743,75 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststrimler fra Macherey-Nagel

0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 400 mg/L... (SKU:451010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TESTSTRIMLER PHOSPHAT 445,00 KR. (556,25 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststrimler fra Chemsolute

0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500... (SKU:451030)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



JORDANALYSE (NPK) 355,00 KR. (443,75 KR. M/MOMS)

Alternativ til RAPI-test, der holder lidt længere. 25 tests for hver N(itrogen), P(hosphor) og... (SKU:456100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



VANDANALYSESÆT (VISOCOLOR) 1.095,00 KR. (1.368,75 KR. M/MOMS)

Et kompakt vandanalysesæt til hurtige analyser af f.eks. drikkevand, overfladevand og... (SKU:455000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



JORDANALYSE RAPI-TEST (PH-NPK) 199,00 KR. (248,75 KR. M/MOMS)

Simpelt jordtestsæt med grov skala til undersøgelse af jordens pH samt indholdet af nitrogen... (SKU:456000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

-23%



PH ELEKTRODE (BNC) ~~385,00 KR.~~ 295,00 KR. (368,75 KR. M/MOMS)

Klassisk gel elektrode i plast.
Coax kabel med BNC bøsning, der passer til de fleste... (SKU:440030)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



URINTEST COMBI 2 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

Til påvisning af glukose og protein i urin. (SKU:460020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-STAVE 4,5-10 120,00 KR. (150,00 KR. M/MOMS)

100 stk. kvalitets teststave fra Macherey-Nagel

Inddeling: 4.5 - 10.0
Størrelse: 6 mm x 85... (SKU:450200)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




TESTSTRIMLER NITRAT/NITRIT UDGÅET SE 451001 295,00 KR. (368,75 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststrimler fra Macherey-Nagel

0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L... (SKU:451000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MAGNESIASTÆNGER (25 STK.) 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)

Pakke med 25 magnesiastænger, som med fordel kan anvendes til forsøg med flammefarver.
Hver... (SKU:290000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-PAPIR 0-14 (5 M) 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)

Standard 0-14 pH-papir i lille rulle indeholdende 5 meter pH-strimmel.
Bestem pH ved at rive et... (SKU:450000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH STICKS (INDIKATORPAPIR) 100 STK. ~~32,00 KR.~~ 25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)

Boks med 100 strips til måling af pH mellem 0 og 14. (SKU:450010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

PH-STAVE 3,6-6,1 (SYREREGN) 125,00 KR. (156,25 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststave fra Macherey-Nagel
Antal: 100 stk.
Inddeling: 3.6 - 6.1



Størrelse: 6 mm... (SKU:450210)


[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ELEKTROKEMI


Udforsk vores udvalg af elektrokemiudstyr til undervisning og laboratoriebrug. Fra elektrolysekar og elektroder til komplette eksperimentkits - ideelt til STX, HTX og tekniske skoler, hvor praktisk forståelse af redoxreaktioner og iontransport er i fokus.



GALVANISK ELEMENT SÆT 189,00 KR. (236,25 KR. M/MOMS)

Komplet sæt til fremstilling af en galvanisk celle uden saltbro. Meget jævnt kørende motor,... (SKU:208033)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PLADEELEKTRODE ALUMINIUM (10 STK.) 35,00 KR. (43,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:281020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KULEELEKTRODE (10 STK.) 49,00 KR. (61,25 KR. M/MOMS)

Klassiske runde kuleelektroder. Længde 10 cm og diameter 5 mm.
(SKU:281050)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




KOBBERSØM (10 STK.) 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

Længde ca. 30 mm
Diameter ca. 3,5 mm.

OBS: Sælges kun til uddannelsesinstitutioner! (SKU:290010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




PLADEELEKTRODE JERN (10 STK.) 35,00 KR. (43,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:281000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PLADEELEKTRODE BLY (10 STK.) 75,00 KR. (93,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:281010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




ELEKTRODEHOLDER MED TO KULEELEKTRODER 189,00 KR. (236,25 KR. M/MOMS)

Smart elektrodeholder til to elektroder (SKU:280000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




PLADEELEKTRODE KOBBER (10 STK.) 85,00 KR. (106,25 KR. M/MOMS)

... (SKU:281030)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PLADEELEKTRODE ZINK (10 STK.) 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)

... (SKU:281040)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ELEKTROLYSEAPPARAT 285,00 KR. (356,25 KR. M/MOMS)

Udført i polystyren i to dele med gennemsigtigt konisk kop og base påmonteret to 4 mm... (SKU:281200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

KOBBERELEKTRODE 32,00 KR. (40,00 KR. M/MOMS)

Passer til elektrodeholder 280000.

Monteret gummiprop med mindste diameter 13,5... (SKU:281110)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KULEELEKTRODE 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)



Passer til elektrodeholder 280000
Monteret gummiprop med mindste diameter 13,5... (SKU:291120)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

ZINKELEKTRODE 32,00 KR. (40,00 KR. M/MOMS)



Monteret gummiprop med mindste diameter 12 mm.

Materiale: Zink.
Diameter: 6 mm.
Længde: 14 cm. (SKU:281100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MAGNETOMRØRER

Effektive magnetomrørere til præcis og støjsvag omrøring i laboratoriet. Vælg mellem modeller med eller uden varmfunktion - ideelle til kemi- og bioteknologiundervisning på STX, HTX og erhvervsuddannelser



MAGNETOMRØRER, TRINLØS REGULERING, MAX 3 L 375,00 KR. (468,75 KR. M/MOMS)

Billig, men fin magnetomrører. Fylder ikke meget, men selvom en 2 liter kolbe stikker ud over... (SKU:200001)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MAGNETOMRØRER MED VARME 2.975,00 KR. (3.718,75 KR. M/MOMS)

magnetomrører med varmelegeme og keramisk plade. Omrører op til 5 liter.

Plate Material:... (SKU:200015)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MAGNETOMRØRER MED VARME 3.895,00 KR. (4.868,75 KR. M/MOMS)

Robust magnetomrører med varme og ekstern temperatursonde.

Pålidelig og let betjent... (SKU:200020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



RØREMAGNET (25 MM) 17,00 KR. (21,25 KR. M/MOMS)

Lille teflonbelagt røremagnet til magnetomrørere. Ø 7 mm.
(SKU:201000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

MAGNETHENTER (34 CM) 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)



Stav til fleksibel optagning af omrørmagneter.
Tåler varme, kulde og har meget høj... (SKU:201020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

MAGNETOMRØRER, ØKONOMI 635,00 KR. (793,75 KR. M/MOMS)



Lille og brugervenlig magnetomrører med god kapacitet.
• Materiale: Robust plastikhus.
•... (SKU:200000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

RØREMAGNET (45 MM) 24,00 KR. (30,00 KR. M/MOMS)



Stavformet omrørmagnet til magnetomrørere.
Længde 45 mm med midterring.

Materiale:... (SKU:201005)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOLEKYLEMODELLER

Gør kemiundervisningen levende med Molymod molekylemodeller, der visualiserer alt fra simple forbindelser til komplekse strukturer. Vores udvalg dækker både organisk og uorganisk kemi og er ideelt til STX, HTX og tekniske skoler.


GRUNDSTOFFERNES PERIODESYSYSTEM

A printed periodic table of elements on a plastic cloth. The table is color-coded by groups and periods, with elements arranged in their standard periodic order. The title 'GRUNDSTOFFERNES PERIODESYSYSTEM' is printed at the top left of the table.

DET PERIODISKE SYSTEM (PLASTDUG) 135X110 CM 425,00 KR. (531,25 KR. M/MOMS)

Det periodiske system printet på en plastdug ligesom vi kender det fra bestemmelsesdugene. Ikke... (SKU:400135)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



DET PERIODISKE SYSTEM (MAGNET) **150X106 CM 695,00 KR. (868,75 KR. M/MOMS)**

Det periodiske system printet på et magnetisk materiale, så det kan f.eks. placeres på et... (SKU:400130)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



BRIKKER MED 20 GRUNDSTOFFER (TIL MAGNETAVLE) 365,00 KR. (456,25 KR. M/MOMS)

Lad eleverne arbejde med et udvalg af grundstofferne fra 1 til 20. Opbyg den første simple... (SKU:400120)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MAGNETISK MOLEKYLEMODEL 310,00 KR. (387,50 KR. M/MOMS)

Arbejd med et molekylebyggesæt, hvor alle kan være med. Materialet er magnetisk, så det... (SKU:400110)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




KUGLE, HALOGEN, 1 HUL, 17 MM, GRØN 6,00 KR. (7,50 KR. M/MOMS)

Molymod kugle med 1 hul. Grøn = halogener (SKU:400285)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




MOLYMOD PCR PUSLESPIL 875,00 KR. (1.093,75 KR. M/MOMS)

Molekylesæt fra Molymod, der illustrerer principperne bag PCR. Stort klassesæt med 366 dele. (SKU:400050)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MOLYMOD GENSPLEJSNING 875,00 KR. (1.093,75 KR. M/MOMS)

Molymod byggesæt med 372 dele. Forstå, hvordan plasmider er konstrueret og bruges i... (SKU:400051)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MOLEKYLEBYGGESÆT STEREOKEMI, ELEV 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Molymod MMS-051 molekylebyggesæt specielt til stereokemi. Indeholder 74 atomer leveret i grå... (SKU:400221)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOLEKYLEBYGGESÆT, BIOKEMI LÆRER 685,00 KR. (856,25 KR. M/MOMS)

262 atomer leveret i to æsker.

100 hydrogen atom-links,
10 hydrogen (II),
68 carbon (II,... (SKU:400207)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOLEKYLEBYGGESÆT STEREOKEMI, LÆRER 615,00 KR. (768,75 KR. M/MOMS)

166 atomer leveret i tre æsker. (SKU:400220)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




MOLEKYLEBYGGESÆT, BIOKEMI ELEV 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

72 atomer leveret i æske.

25 hydrogen (I,II),
21 carbon (III, IV),
13 oxygen (I, II),... (SKU:400210)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KRYSTALGITTER ZNS 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

Indeholder 45 atomer, samt bindeled, så man kan bygge en lille model, der viser... (SKU:400251)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KRYSTALGITTER NaCl 210,00 KR. (262,50 KR. M/MOMS)

Indeholder 27 atomer, samt bindeled, så man kan bygge en lille model, der viser... (SKU:400250)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




MOLYMOD ORBITALER (4 ORGANISKE) 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

Vis orbitalstrukturen for ethan, ethen og ethyn, samt benzen. Ægte Molymod kvalitet

(SKU:400230)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOLYMOD ORBITALER (14 S,P OG D) 325,00 KR. (406,25 KR. M/MOMS)

Materialer til at bygge 14 modeller med tilhørende fod illustrerende s, p og d rumlige... (SKU:400235)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOLEKYLESTRUKTURER (8 STK.) 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

Indeholder tilstrækkelige dele til at bygge de otte viste atommodeller, samt lidt i... (SKU:400240)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

A small, A4-sized periodic table of elements. The table is printed on a grid and includes element symbols, atomic numbers, and names in Danish. The layout is compact and fits on a single sheet of paper.

PERIODISK SYSTEM, A4, DANSK 32,00 KR. (40,00 KR. M/MOMS)

Grundstoffernes Periodesystem er specielt tænkt som hjælpemiddel i... (SKU:400502)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MOLEKYLEBYGGESÆT, ELEV, KOMBI (MOLYMOD 009) 215,00 KR. (268,75 KR. M/MOMS)

Det originale molekylebygggesæt fra engelske Molymod i absolut bedste

kvalitet. Der er tale om... (SKU:400209)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MOLEKYLEBYGGESÆT, ORGANISK (MOLYMOD 003) 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

Det originale molekylebyggesæt fra engelske Molymod i absolut bedste kvalitet. Der er tale om... (SKU:400203)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MOLEKYLEBYGGESÆT, UORGANISK (MOLYMOD 004) 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

Klasse/lærerudgave med mange byggedele.

Molekylebyggesættet er fra engelske Molymod og i... (SKU:400204)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




MOLEKYLEBYGGESÆT, ELEV, ORGANISK (MOLYMOD 008) 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

Det originale molekylebyggesæt fra engelske Molymod i absolut bedste kvalitet. Der er tale om... (SKU:400208)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MOLEKYLESÆT, FYSIK/KEMI, KLASSIKER (MOLYMOD 001) 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)

Det originale molekylebyggesæt fra engelske Molymod i absolut bedste kvalitet. Der er tale om... (SKU:400200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-MÅLING

Opdag vores udvalg af pH-målingsudstyr - fra indikatorpapir og pH-strips til digitale pH-metre og elektroder. Ideelt til præcise målinger i kemi- og bioteknologiundervisning i grundskolen, samt på STX, HTX og erhvervsuddannelser.



PH/ORP/TEMPERATURMÅLER 2.195,00 KR. (2.743,75 KR. M/MOMS)

Område: -2,00 til 20,00 pH | $\pm 2000,0$ mV | -20,0 til 120,0 °C (-4,0 til 248,0... (SKU:440222)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



BUFFEROPLØSNING, PH 10,0 (1 LITER) VIOLET 165,00 KR. (206,25 KR. M/MOMS)

Buffer til kalibrering af fx pH-meter.

pH 10,0 ved 20 °C.

Flasken rummer 1 liter. (SKU:800005)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-METER M. ELEKTRODE 735,00 KR. (918,75 KR. M/MOMS)

Lille, håndholdt ph-måler med topunkts kalibrering

Målerate: 0,4... (SKU:440013)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SÆT PH-SENSOR/CONTROLLER & PERISTALTISK PUMPE 1.375,00 KR. (1.718,75 KR. M/MOMS)

Dette sæt bestående af en pH-kontrolenhed, pH-elektrode og peristaltisk pumpe giver dig... (SKU:370500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-STAVE PREMIUM 119,00 KR. (148,75 KR. M/MOMS)

Macherey-Nagel 92111 nyt produkt, der erstatter de velkendte 92110 test sticks.

OBS:... (SKU:450011)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-MÅLER TIL JORD 1.395,00 KR. (1.743,75 KR. M/MOMS)

pH-måler i robust design med elektrode specielt udviklet til måling af pH i jord.

Hurtige,... (SKU:440120)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-METER/ORP/TEMPERATUR, VANDTÆT 1.975,00 KR. (2.468,75 KR. M/MOMS)

Vandtæt (IP67), bærbar 3-i-1 pH/ORP/Temp-måler til brug overalt. Op til 3-punktskalibrering... (SKU:440150)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-PEN 0-14 (PH600) 169,00 KR. (211,25 KR. M/MOMS)

Hurtig og nem pH-måling med denne lille lommemodel af et pH-meter. Enkel et-punkts kalibrering... (SKU:440100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-MÅLER MED TEMPERATURKOMPENSATION (PH55) 355,00 KR. (443,75 KR. M/MOMS)

Handy lille pH-måler i vandtæt design og med mulighed for temperaturkompensation. 2-punkts... (SKU:440110)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH KALIBRERINGSSÆT 189,00 KR. (236,25 KR. M/MOMS)

Æske med i alt 6 glas á 30 ml med farvekodede buffere:

2 x pH 4.01 (20 °C), rød
2 x pH... (SKU:800020)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

-23%



PH ELEKTRODE (BNC) ~~385,00 KR.~~ **295,00 KR. (368,75 KR. M/MOMS)**

Klassisk gel elektrode i plast.
Coax kabel med BNC bøsning, der passer til de fleste... (SKU:440030)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



BUFFEROPLØSNING, PH 7 (1 LITER) **139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)**

Bufferopløsning til kalibrering af pH-meter og lignende.

pH 7,0 ved 20 °C.

Flasken... (SKU:800002)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



BUFFERTABLETTER (PH 4, 7 OG 9) **69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)**

Hver brev opløses i 250 ml demineraliseret vand og er derefter klar til brug. (SKU:800010)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-STAVE 4,5-10 120,00 KR. (150,00 KR. M/MOMS)

100 stk. kvalitets teststave fra Macherey-Nagel

Inddeling: 4.5 - 10.0

Størrelse: 6 mm x 85... (SKU:450200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



BUFFEROPLØSNING, PH 10,0 (1 LITER) 139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)

OBS: Udgået på dato 2023!!!

Buffer til kalibrering af fx pH-meter.

pH 10,0 ved 20... (SKU:800004)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



BUFFEROPLØSNING, PH 4,0 (1 LITER) 139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)

Buffer til kalibrering af pH-metre og lignende.

pH 4,0 ved 20 °C. (SKU:800000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



OPBEVARINGSFLASKE TIL PH-ELEKTRODE 85,00 KR. (106,25 KR. M/MOMS)

(SKU:440020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-PAPIR 0-14 (5 M) 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)

Standard 0-14 pH-papir i lille rulle indeholdende 5 meter pH-strimmel.
Bestem pH ved at rive et... (SKU:450000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH STICKS (INDIKATORPAPIR) 100 STK. ~~32,00 KR.~~ 25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)

Boks med 100 strips til måling af pH mellem 0 og 14. (SKU:450010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-STAVE 3,6-6,1 (SYREREGN) 125,00 KR. (156,25 KR. M/MOMS)

Kvalitetsteststave fra Macherey-Nagel

Antal: 100 stk.

Inddeling: 3.6 - 6.1

Størrelse: 6 mm... (SKU:450210)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-METER 1.095,00 KR. (1.368,75 KR. M/MOMS)

Lille, håndholdt ph-måler (på størrelse med en stor smartphone) i robust design med stort... (SKU:440010)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-METER 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Robust og prisbilligt pH-meter med automatisk temperaturkompensation.

Fabrikat:... (SKU:440000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SPEKTROFOTOMETRI



UV-VIS SPEKTROFOTOMETER (2 NM, 190-1100 NM, D₂+HALOGEN) 23.400,00 KR. (29.250,00 KR. M/MOMS)

Et robust UV-Vis-instrument med 2 nm båndbredde og udvidet UV 190 nm. Klassisk deuterium +... (SKU:240020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KOMPAKT UV-VIS SPEKTROFOTOMETER (2 NM, 200-1000 NM) 16.975,00 KR. (21.218,75 KR. M/MOMS)

Et skolevenligt UV-Vis-spektrofotometer med 7" farve-touch, 2 nm båndbredde og USB + software... (SKU:240010)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



UV-VIS SPEKTROMETER (PASCO) **26.975,00 KR. (33.718,75 KR. M/MOMS)**

PASCO har for nylig udviklet et imponerende UV VIS-spektrometer. Det har meget stærke... (SKU:SE-3607)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SPEKTROFOTOMETER UV/VIS UNISPEC 2 **21.995,00 KR. (27.493,75 KR. M/MOMS)**

uniSPEC 2 er et prisbilligt og robust spektrofotometer UV/Vis, der måler helt nede fra 190 nm... (SKU:240000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KUVETTER 10 X 10 MM PS 79,00 KR. **(98,75 KR. M/MOMS)**

Kuvetter i polystyren (PS) med 10 mm lysvejshøjde. På grund af ekstra god optisk kvalitet kan... (SKU:241000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

INDEX

B

- Brikker med 20 grundstoffer (til magnetavle) 20
- Bufferopløsning, pH 10,0 (1 liter) 32
- Bufferopløsning, pH 10,0 (1 liter) violet 28
- Bufferopløsning, pH 4,0 (1 liter) 32
- Bufferopløsning, pH 7 (1 liter) 31
- Buffertabletter (pH 4, 7 og 9) 31

D

- Det periodiske system (magnet) 150x106 cm 20
- Det periodiske system (plastdug) 135x110 cm 19

E

- Elektrodeholder med to kuleelektroder 13
- Elektrolyseapparat 14

G

- Galvanisk element sæt 11

I

- Indikatorpapir svømmehal (50 strips) 3

J

- Jordanalyse (NPK) 7
- Jordanalyse RAPI-test (pH-NPK) 7

K

- Kobberelektrode 14
- Kobbersøm (10 stk.) 12
- Kompakt UV-Vis spektrofotometer (2 nm, 200-1000 nm) 35
- Krystalgitter NaCl 23
- Krystalgitter ZnS 23
- Kugle, halogen, 1 hul, 17 mm, grøn 21
- Kuleelektrode 15
- Kuleelektrode (10 stk.) 12
- Kuvetter 10 x 10 mm ps 36

M

- Magnesiastænger (25 stk.) 9
- Magnethenter (34 cm) 18
- Magnetisk molekylemodel 20
- Magnetomrører med varme 17
- Magnetomrører, økonomi 18
- Magnetomrører, trinløs regulering, max 3 L 16
- Molekylebyggesæt stereokemi, elev 21
- Molekylebyggesæt stereokemi, lærer 22
- Molekylebyggesæt, Biokemi elev 22
- Molekylebyggesæt, Biokemi lærer 22
- Molekylebyggesæt, elev, kombi (Molymod 009) 24
- Molekylebyggesæt, elev, organisk (Molymod 008) 25
- Molekylebyggesæt, organisk (Molymod 003) 25
- Molekylebyggesæt, uorganisk (Molymod 004) 25

Molekylestrukturer (8 stk.) 24
Molekylesæt, fysik/kemi, klassiker (Molymod 001) 26
Molymod gensplejsning 21
Molymod orbitaler (14 s,p og d) 24
Molymod orbitaler (4 organiske) 23
Molymod PCR Puslespil 21

O

Opbevaringsflaske til pH-elektrode 33

P

Periodisk system, A4, dansk 24
pH elektrode (BNC) 7, 31
pH kalibreringssæt 30
pH sticks (indikatorpapir) 100 stk. 9, 33
pH-meter 34
pH-meter m. elektrode 28
pH-meter/ORP/temperatur, vandtæt 29
pH-måler med temperaturkompensation (pH55) 30
pH-måler til jord 29
pH-papir 0-14 (5 m) 9, 33
pH-pen 0-14 (pH600) 30
pH-stave 3,6-6,1 (syreregn) 9, 33
pH-stave 4,5-10 8, 32
pH-stave PREMIUM 4, 29
pH/ORP/temperaturmåler 27
Pladeelektrode aluminium (10 stk.) 12
Pladeelektrode bly (10 stk.) 13
Pladeelektrode jern (10 stk.) 13
Pladeelektrode kobber (10 stk.) 13
Pladeelektrode zink (10 stk.) 14
Polarimeter, elevmodel 4

Q

QUANTOFIX teststrimler Ammonium 6
QUANTOFIX teststrimler Peroxid 100 mg/l 6
QUANTOFIX teststrimler sulfat 5
QUANTOFIX teststrimler sulfit 5

R

Røremagnet (25 mm) 17
Røremagnet (45 mm) 18

S

Smeltepunktsapparat MP-200D 3
Spektrofotometer UV/Vis UNISpec 2 36
Sæt pH-sensor/controller & peristaltisk pumpe 28

T

Teststrimler nitrat (100 stk.) 2
Teststrimler nitrat/nitrit udgået se 451001 8
Teststrimler Peroxid 2
Teststrimler Phosphat 6
TLC plader Sil/UV254, 4 x 8 cm, polyester (50 stk.) 4

U

Urintest Combi 2 8
UV-kabinet 2
UV-Vis spektrofotometer (2 nm, 190-1100 nm, D₂+halogen) 35

UV-VIS Spektrometer (PASCO) 36

V

Vandanalysesæt (VisoColor) 7

Vands hårdhed (indikatorpapir) 3

Z

Zinkelektrode 15