


TABLE OF CONTENTS

Standard kemikalier	2
----------------------------------	----------



STANDARD KEMIKALIER

Find et bredt udvalg af standardkemikalier til undervisning i kemi, biologi og fysik hos LabDidakt. Vores sortiment omfatter sikre og kvalitetsgodkendte stoffer, ideelle til eksperimenter i skolelaboratorier. Hurtig levering og professionel rådgivning.



PIMPSTEN, PULVER <0,5 MM (250 G) 95,00 KR. (118,75 KR. M/MOMS)

Pimpsten i meget fint granulat, kornstørrelse < 0,5 mm.

EC-nr: 215-108-5
CAS:... (SKU:821751-2)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

ZINKGRANULAT (250 G) 145,00 KR. (181,25 KR. M/MOMS)

CAS: 7440-66-6

Synonymer:

Formel: Zn

Renhed : 99,9%

M : 65,39 (SKU:826100-2)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



EUCALYPTUSOLIE (30 ML) 119,00 KR. (148,75 KR. M/MOMS)

Æterisk olie (SKU:890203)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LAVENDELOLIE (30 ML) 95,00 KR. (118,75 KR. M/MOMS)

Æterisk olie til aromaterapi og saunagus samt som virkestof og duft i fx sæbe og hudpleje,... (SKU:890202)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

PCR/DNA AGAROSE GEL KIT + TAE 145,00 KR. (181,25 KR. M/MOMS)


Sæt til at fremstille 10 geler.

Dette kit indeholder:

- Agarose-pulver (4 g)
- 10X... (SKU:813870)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



NATRIUMHYDROGENSULFIT (100 G) 450,00 KR. (562,50 KR. M/MOMS)

Formel : NaHSO₃

Synonym: natriumbisulfit

Molmasse : 104,06 g/mol

CAS: 7631-90-5

EC-No:... (SKU:818550-1)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

INDIGOCARMIN 10G 175,00 KR. (218,75 KR. M/MOMS)

Stoffet kan bruges i det fine "trafiklysekspertiment" og egner sig godt til både yngre og ældre... (SKU:811350)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



OPBEVARINGSVÆSKE TIL PH-ELEKTRODER 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

Det anbefales altid at opbevare pH-elektroderne i særlig elektrolyt, da de ellers vil tørre... (SKU:206365)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

KALIUMHEXACYANOFERRAT(III) (1 KG) 895,00 KR. (1.118,75 KR. M/MOMS)

Kaliumferricyanid i min. 99 % ren teknisk kvalitet. Også kendt som rødt blodludsalt, fordi det... (SKU:813100-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

AMMONIJERN(3)CITRAT, GRØN (1 KG) 945,00 KR. (1.181,25 KR. M/MOMS)

Til laboratoriebrug. Indhold ca. 15 % jern

Formel: C₆H₁₁FeNO₇

Molmasse: 265... (SKU:802750)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



JERN(II)SULFAT HEPTAHYDRAT, TEKNISK (2,5 KG) 179,00 KR. (223,75 KR. M/MOMS)

OBS: Til forsøg med beregning af krystalvand ud fra molmasse og vægt kan anbefales at anvende... (SKU:812100-5)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

NATRIUMACETAT TRIHYDRAT (1 KG), REN 185,00 KR. (231,25 KR. M/MOMS)

Natriumacetat trihydrat i ren kvalitet - natriumacetat er natriumsaltet af eddikesyre, og... (SKU:817801-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

-13%

AMMONIJERN(3)CITRAT, GRØN (100 G) ~~155,00 KR.~~ 135,00 KR. (168,75 KR. M/MOMS)

Til laboratoriebrug. Indhold ca. 15 % jern

Formel: $C_6H_{11}FeNO_7$

Molmasse: 265... (SKU:802750-1)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)


-14%


KOBBER(I)CHLORID P.A. (100 G) ~~245,00 KR.~~ **210,00 KR.** (262,50 KR. M/MOMS)

Renhed: p.a. > 98 %

CAS: 7758-89-6

Formel: CuCl

Molmasse: 98,99 g/mol (SKU:813990)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)
-16%

ALUMINIUM, KLIP (100 G) ~~119,00 KR.~~ **100,00 KR.** (125,00 KR. M/MOMS)

(SKU:801910-1)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

-22%

ASCORBINSYRE, REN (200 G) ~~89,00 KR.~~ 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

L-ascorbinsyre, C-vitamin.

Oprindelig vare er 100 % ren ascorbinsyre i levnedsmiddelkvalitet,...
(SKU:803250-2)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)**-9%**

TRI-NATRIUMPHOSPHAT, REN (1 KG) ~~265,00 KR.~~ 240,00 KR. (300,00 KR. M/MOMS)

Formel: Na₃PO₄ · 12H₂O

Molvægt: 380,12

Renhed: Ren

CAS: 10101-89-0 (SKU:818230)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

TALKUM (500 GRAM) UDGAÅET ~~49,00 KR.~~ 61,25 KR. M/MOMS)

Hvid talkum - leveres i marmeladespand som vist på billedet

CAS: 14807-96-6

EINICS:... (SKU:825350-3)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)



TALKUM (1500 GRAM) 139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)

Hvid talkum

CAS: 14807-96-6

EINICS: 238-877-9

Formel: Mg₃H₂(SiO₃)₄

Renhed: teknisk kvalitet (SKU:825350-5)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PIMPSTEN, GRANULERET 2-5 MM (250 G) 75,00 KR. (93,75 KR. M/MOMS)

Pimpsten i granulat, kornstørrelse 2-5 mm. Egnet som kogesten i laboratoriet.

EC-nr:.... (SKU:821750-2)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



STIVELSESOPLØSNING 1 % (500 ML) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

(SKU:823661-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



-22%

JERN(III)CHLORID HEXAHYDRAT, P.A. (250 G) ~~179,00 KR.~~ 140,00 KR. (175,00 KR. M/MOMS)

CAS-nummer: 10025-77-1

Form: Fast

Farve: Brun

Lugt: Skarp

pH-værdi:.... (SKU:811785)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LUMINOL (5 GRAM) 565,00 KR. (706,25 KR. M/MOMS)

Luminol til syntese - renhed >=95 %

Synonymer: 3-AMINOPHTHALIC HYDRAZIDE,... (SKU:815998)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



2,7-DICHLORFLUORESCEIN P.A. (5 G) 445,00 KR. (556,25 KR. M/MOMS)

Kan bruges som erstatning for kaliumchromat ved chloridbestemmelse.
Se vejledning fra... (SKU:800490)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KOKOSOLIE, FAST (500 G) **159,00 KR.** **(198,75 KR. M/MOMS)**

Kokosolie fra Urtegården. Varmpresset af frøhvide fra kokosstræet (Cocos nucifera). Har et... (SKU:890420)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)**-11%**

JERNPULVER (200 G) **129,00 KR.** **115,00 KR. (143,75 KR. M/MOMS)**

Fint jernpulver i ren kvalitet. Kan anvendes med forsigtighed til flammefarver og... (SKU:812300-2)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)**-15%**

NATRIUMSULFAT, VANDFRI (1 KG) **165,00 KR. 140,00 KR. (175,00 KR. M/MOMS)**

Fint hvidt pulver. Lugtfri. Vandfri, ren kvalitet.

CAS: 7757-82-6

Synonym: Glaubersalt,... (SKU:819510-4)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)



AMMONIUMSULFAT (1 KG) ~~169,00 KR.~~ 140,00 KR. (175,00 KR. M/MOMS)

Leveres i 'marmeladespand' med klemlåg

Renhed: p.a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.0 %)
CAS: ... (SKU:803000-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




VERMICULITE (10 LITER) ~~69,00 KR.~~ (86,25 KR. M/MOMS)

Vermiculite anvendes til opsamling af spildvæske, som stød- og væskeabsorberende pakkefyld i... (SKU:916200-7)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AMMONIUMACETAT (400 G) ~~59,00 KR.~~ 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)

Ammoniumacetat i teknisk kvalitet.
Ammoniumacetat er eddikesyres salt med ammoniak. Det...
(SKU:802490-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



VAND, DEMINERALISERET (5 L) 49,00 KR. (61,25 KR. M/MOMS)

Demineraliseret vand. Dunken indeholder 5 liter. (SKU:826000-6)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ROSENVAND (500 ML) 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Leverandør: Urtegaarden

Ingredienser: Demineraliseret vand, melassesprit og ægte...
(SKU:890300)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MF FEDT EMULGATOR 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

MF fedt anvendes i vandfasen og altid med VE fedt i fedtfasen som...
(SKU:890400)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



VE FEDT EMULGATOR (500 G) 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

Vegetabilsk fast emulgator fremstillet af fedtsyrer fra palmekerneolie.

VE fungerer som... (SKU:890410)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TIOSOL UV-FILTER (100 ML) 155,00 KR. (193,75 KR. M/MOMS)

Tiosol er et flydende fysisk solfilter, der bremser UV-A og UV-B stråler.
Fysiske solfiltre,... (SKU:890310)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PEBERMYNTEOLIE (100 ML) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Naturlig æterisk olie. Anvendelse: I levnedsmidler som smagsgiver i
bolsjer mm. I kosmetik som... (SKU:890200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



STJERNEANISOLIE (30 ML) 95,00 KR. (118,75 KR. M/MOMS)

(SKU:890201)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LIGHTERGAS (300 ML) 21,00 KR. (26,25 KR. M/MOMS)

Lightergas i trykdåse (300 ml).

Stofnavn: Carbonhydrider, C3-4-rige, råoliedestillat (<0,1% 1,3-butadien) CAS nr.: 68512-91-4 (SKU:309570)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MAGNESIUMCHLORID (400 G) 139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)

Magnesiumklorid med 6 krystalvand i fineste laboratoriekvalitet. Fine, små hvide krystaller,... (SKU:816350-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LECITIN (100 G) 109,00 KR. (136,25 KR. M/MOMS)

Emulgator til forsøg med emulsion. Baseret på soja.

(SKU:815750)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ZINKSULFAT HEPTAHYDRAT (1 KG) P.A. 325,00 KR. 295,00 KR. (368,75 KR. M/MOMS)

Zinksulfat heptahydrat

Analysekvalitet (SKU:826450)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




PARAFFIN, REN (500 G) 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Ren paraffinvoks 100% fuldraffineret paraffins i små perler/pastiller.

Leveres i bøtte med... (SKU:820410-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




PARAFFIN, REN (3 KG) 219,00 KR. (273,75 KR. M/MOMS)

Ren paraffinvoks 100% fuldraffineret paraffins i små perler/pastiller.

Leveres i plastspand... (SKU:820410-5)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



STEARINSYRE (1 KG) 325,00 KR. 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

Renhed: > 98 %

CAS: 57-11-4 (SKU:823620)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



STEARINSYRE (500 G) 175,00 KR. 125,00 KR. (156,25 KR. M/MOMS)

Renhed: > 98 %

CAS: 57-11-4 (SKU:823620-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

JERN(II)CHLORID TETRAHYDRAT, P.A. (1 KG) 675,00 KR. (843,75 KR. M/MOMS)

CAS-nummer: 13478-10-9

Form: Fast stof

Farve: Grøn

Lugt: Lugtfri

pH:... (SKU:811780)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

NATRIUMSILICATOPLØSNING (500 ML) 32,00 KR. (40,00 KR. M/MOMS)

Synonym: Vandglas (SKU:819450)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

SØLV(I)NITRAT (100 G) 925,00 KR. (1.156,25 KR. M/MOMS)

100 g fast sølvnitrat i fineste kvalitet og til uhørt lav pris.

Renhed: p.a.

CAS:... (SKU:824600-1)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ZINKSTYKKER (250 G) ~~265,00 KR.~~ 220,00 KR. (275,00 KR. M/MOMS)


Zinkstykker ca. 20x10x1 mm.

Synonym: Zinc, zink klip

Formel: Zn (SKU:826500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ZINKCHLORID ANHYDRAT (1 KG) ~~219,00 KR.~~ 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)

Zinkchlorid tør, ren kvalitet, Ph. Eur., USP (98.0-100.5 %)

CAS: 7646-85-7

Formel: ZnCl₂ (SKU:826200-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SØLVNITRAT 0,1 M (500 ML) ~~225,00 KR.~~ 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)

Standardopløsning (20 °C) 0.1 mol/l ±0.5 %
Titer 0.995-1.005

CAS: 7761-88-8

Synonymer:... (SKU:824700-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)


-14%

PARAFFINOLIE (1 LITER) ~~215,00 KR.~~ 185,00 KR. (231,25 KR. M/MOMS)

Farveløs væske.

Massefylde: 0.827–0.890 g/ml

Viskositet: ~ 110-230 mm²/s (SKU:820400-4)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)
-16%

NATRIUMSULFAT DECAHYDRAT (250 G) ~~89,00 KR.~~ 75,00 KR. (93,75 KR. M/MOMS)

Ren version af natriumsulfat med ti krystalvand.

Renhed: Min. 98,5 % ren Ph. Eur.

Farve:... (SKU:819500-2)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

NATRIUMNITRAT (200 G) ~~129,00 KR.~~ (161,25 KR. M/MOMS)

Natriumnitrat i ren kvalitet. Fint hvidt salt, der er meget let at håndtere.

Leveres i... (SKU:819200-2)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

SØLV(I)NITRAT (25 G) 275,00 KR. (343,75 KR. M/MOMS)

Sølvnitrat. Opbevares mørkt!

CAS: 7761-88-8

Synonymer: Sølvnitrat

Formel: AgNO₃ (SKU:824601)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

Natriumsulfat decahydrat (500 g) 149,00 KR. (186,25 KR. M/MOMS)

Ren version af natriumsulfat med ti krystalvand.

Renhed: Min. 98,5 % ren Ph. Eur.

Farve:... (SKU:819500-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

Natriumthiosulfat, 99 % (1 kg) 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)

Natriumthiosulfat i teknisk ren kvalitet indeholdende mindst 99 % Na₂S₂O₃ x 5... (SKU:819600-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LYCOPODIUM (100 G) 415,00 KR. (518,75 KR. M/MOMS)

Gult pulver også kendt som heksemel/hexemel

CAS: 8023-70-9

Synonymer: heksemel

Formel: (SKU:816000-1)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

-11%

NATRIUMCARBONAT VANDFRI (1 KG) 219,00 KR. 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)

Natriumcarbonat anhydrat er vandfrit natriumcarbonat.

Renhed: > 99 %

CAS: 497-19-8... (SKU:818000-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

NATRIUMCHLORID P.A. (1 KG) 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)

Natriumchlorid i analysekvalitet

CAS: 7647-14-5

Formel: NaCl

Molmasse: 58,44 g/mol (SKU:818201)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



NATRIUMHYDROGENCARBONAT (1 KG) **185,00 KR. (231,25 KR. M/MOMS)**

Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) i fint pulver og min. 99,3 % renhed. Også kendt som natron,... (SKU:818400-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MANGAN(LV)OXID (250 G) ~~110,00 KR.~~ **95,00 KR. (118,75 KR. M/MOMS)**

Synonymer: Mangandioxid, Brunsten

CAS: 1313-13-9


Formel:MnO2

Renhed: >90%

Molmasse... (SKU:816500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



NATRIUMHYDROGENSULFAT (1 KG) ~~129,00 KR.~~ **110,00 KR. (137,50 KR. M/MOMS)**

Natriumbisulfat, også kendt som natriumhydrogensulfat, er natriumsaltet af bisulfatanionen med... (SKU:818500-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KOBBERSPÅNER (100 G) ~~195,00 KR.~~ **155,00 KR. (193,75 KR. M/MOMS)**

Tyndt kobberklip, størrelse 2-5 mm.

Renhed: p.a.

CAS: 7440-50-8

Synonymer: Kobber i... (SKU:815200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KALIUMCHLORID 99,5 % P.A. (1 KG) ~~245,00 KR.~~ **185,00 KR. (231,25 KR. M/MOMS)**

Kaliumchlorid salt til skolekemi. Kornstørrelsen er som fint bordsalt.

Renhed: p. a., ISO,... (SKU:812600-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KALIUMHEXACYANOFERRAT(III) (100 G) ~~135,00 KR.~~ **115,00 KR. (143,75 KR. M/MOMS)**

Kaliumferricyanid i min. 99 % ren teknisk kvalitet. Også kendt som rødt blodludsalt, fordi det... (SKU:813100-1)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



-18%

KALIUMIODID (100 G) ~~239,00 KR.~~ **195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)**

CAS: 7681-11-0

Synonymer:

Formel: KI (SKU:813400-1)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

KALIUMPERMANGANAT 0,02 M (1 LITER) **375,00 KR. (468,75 KR. M/MOMS)**

Intet salg af kemikalier til private!

Tynd opløsning af kaliumpermanganat egnet til fx... (SKU:813800-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

KOBBER(II)OXID (250 G) **210,00 KR.** **(262,50 KR. M/MOMS)**

Renhed: > 97,5 %

Farve: Sort


CAS: 1317-38-0

Synonymer:

Formel: CuO (SKU:814500-2)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KOBBER(II)SULFAT PENTAHYDRAT, REN (1 KG) ~~375,00 KR.~~ 375,00 KR. (468,75 KR. M/MOMS)

Kobbersulfat med fem krystalvand i en ren kvalitet, der er velegnet til at dyrke krystaller... (SKU:814810-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




JERN(II)SULFAT HEPTAHYDRAT, TEKNISK (1 KG) ~~79,00 KR.~~ 79,00 KR. (98,75 KR. M/MOMS)

OBS: Til forsøg med beregning af krystalvand ud fra molmasse og vægt kan anbefales at anvende... (SKU:812100-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



JERNPULVER (1 KG) ~~435,00 KR.~~ 385,00 KR. (481,25 KR. M/MOMS)

Fint jernpulver i ren kvalitet. Kan anvendes med forsigtig til flammefarver og... (SKU:812300)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KALIUMALUMINIUMSULFAT X 12 H₂O (1 KG) ~~295,00 KR.~~ 265,00 KR. (331,25 KR. M/MOMS)

Kaliumaluminiumsulfat 12-hydrat, ekstra ren kvalitet, som er ideel til

krystaldyrkning mm. (DAB,... (SKU:812500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



FRUGTFARVE, BLÅ 21,00 KR. (26,25 KR. M/MOMS)

38 ml blå konditorfarve/frugtfarve

Vand, farvestof (brilliant blue), syrerregulerende middel... (SKU:809800)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



FRUGTFARVE, GRØN 21,00 KR. (26,25 KR. M/MOMS)

38 ml grøn konditorfarve/frugtfarve

Indholdsstoffer:

Vand, glycerol, farvestof (lutein,... (SKU:809900)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



FRUGTFARVE, GUL 21,00 KR. (26,25 KR. M/MOMS)

38 ml gul konditorfarve/frugtfarve

Indholdsstoffer:

Vand, farvestof (blandede carotener),... (SKU:810000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



FRUGTFARVE, RØD 21,00 KR. (26,25 KR. M/MOMS)

38 ml rød konditorfarve/frugtfarve

Indholdsstoffer:

Vand, farvestof (carminer),... (SKU:810100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



HYDROGENPEROXID 10 % (½ LITER) 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)

10 % opløsning af hydrogenperoxid fra Borup Kemi.

Flasken indeholder ½ liter.

CAS:... (SKU:811000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

HYDROGENPEROXID 3% (175 ML) 19,00 KR. (23,75 KR. M/MOMS)

CAS: 7722-84-1

Synonymer: Brintoverilte

Formel: H₂O₂ (SKU:811100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

KALIUMNATRIUMTARTRAT (1 KG) **489,00 KR. (611,25 KR. M/MOMS)**

Kalium natrium tartrat anvendes i fremstillingen af Fehlings reagens. Seignettesalt var det... (SKU:813450)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

-21%

FEHLINGS VÆSKE II (1 LITER) **315,00 KR.** **250,00 KR. (312,50 KR. M/MOMS)**

(SKU:809600-4)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

VAND, DEMINERALISERET (1 L) **15,50 KR.** **(19,38 KR. M/MOMS)**

Demineraliseret vand fra Borup kemi. Flasken indeholder 1 liter.
(SKU:826000-4)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)



CALCIUMCARBONAT, MARMOR (1 KG) 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

Små marmorstykker 10-22 mm. (SKU:805410)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



CALCIUMHYDROXID (1,5 KG) 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)

Calciumhydroxid også kendt som hydratkalk er et tørt melfint pulver, som er resultatet af en... (SKU:805800-3)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MÆTTET KALKVAND (1 LITER) 79,00 KR. (98,75 KR. M/MOMS)

Mættet opløsning af calciumhydroxid, også kendt som mættet kalkvand.

Leveres i naturel... (SKU:805900-4)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



NATRIUMHYDROXID 1M (1 LITER) 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

1 liter plastflaske (godkendt) med natriumhydroxidopløsning på 1 M

Bemærk: Denne vare er... (SKU:818700-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



CALCIUMSULFAT MODELGIPS (750 G) 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)

Fint formalet gips egnet til modelgips eller forsøg.

Kan bruges til at udfylde mindre revner... (SKU:806100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

CALCIUM (100 G) 525,00 KR. (656,25 KR. M/MOMS)

CAS: 7440-70-2

Formel:Ca (SKU:805200-1)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



CALCIUMCARBID (500 G) 169,00 KR. (211,25 KR. M/MOMS)

Mindre stykker calciumcarbid.

CAS: 75-20-7

Synonymer: Karbid

Formel: CaC₂

Molmasse: 64,06... (SKU:805300)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



CALCIUMCARBONAT, VANDDREVET (550 G) 32,00 KR. (40,00 KR. M/MOMS)

Borup slemmet kridt er teknisk kvalitet calciumcarbonat i en finkornet kvalitet, hvor råvaren... (SKU:805400)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



CALCIUMCHLORID, 77 % (400 G) 49,00 KR. (61,25 KR. M/MOMS)

Calciumchlorid 77 % er ren calciumchlorid, men med forskelligt antal krystalvand koordineret. De... (SKU:805500-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AMMONIUMCARBONAT BLANDING (400 G) 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)

Dette er et blandingsprodukt, der i fødevareverdenen er kendt som ammoniumcarbonat. Produktet... (SKU:802500-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AMMONIUMCHLORID (800 G) 135,00 KR. (168,75 KR. M/MOMS)

Leveres i "marmeladespand". Renhed: min. 99 %

Index No 017-014-00-8

Registration number... (SKU:802600-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AMMONIUMSULFAT (500 G) 109,00 KR. (136,25 KR. M/MOMS)

Leveres i plastdåse med bredt skruelåg. Saltet er klart, fin i strukturen og let at... (SKU:803000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AMMONIUMHYDROGENCARBONAT P.A. (500 G) 135,00 KR. (168,75 KR. M/MOMS)

CAS: 1066-33-7

Formel:NH4HCO3

Kvalitet: P. A., BP (MIN. 99.8 %) (SKU:802700-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AMMONIAKVAND 25 % (1 LITER) 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)

Klar farveløs væske med karakteristisk stikkende og kvælende lugt.

Stærkt hudætsende og... (SKU:802100-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AKTIVT KUL, GRANULAT (2 KG) 285,00 KR. (356,25 KR. M/MOMS)

Aktivt kul, der leveres i små "kaninpiller" som er lettere at håndtere end fint pulver (selvom... (SKU:801500-5)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



AKTIVT KUL, GRANULAT (300 G) ~~65,00 KR.~~ **59,00 KR.** (73,75 KR. M/MOMS)

Aktivt kul, der leveres i små "kaninpiller" som er lettere at håndtere end fint pulver (selvom... (SKU:801500)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

GALLIUM (50 G) **675,00 KR.** (843,75 KR. M/MOMS)

Rent gallium metal - grundstoffet, der har et smeltepunkt på lige omkring 30 grader Celcius, og... (SKU:810120)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

1-PHENYLETHAN-1-OL (1 LITER) **425,00 KR.** (531,25 KR. M/MOMS)

Syntesekvalitet

CAS: 98-86-2

Synonymer: Acetophenon, Methylphenylketon

Formel: C8H8O (SKU:800200)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)



KOBBER(II)CHLORID DIHYDRAT (200 G) **129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)**

Kobberchlorid med to krystalvand i ren kvalitet. Leveres i dåse med skruelåg som vist på... (SKU:814100-2)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

-11%




LITHIUMCHLORID (100 G) ~~225,00 KR.~~ **200,00 KR. (250,00 KR. M/MOMS)**

Lithiumchlorid i ren kvalitet.

CAS: 7447-41-8

Synonymer: lithiumchlorid, lithiumklorid,... (SKU:815900-1)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

NATRIUMCHLORID >99,8 % (1 KG) **39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Natriumchlorid med renhed på >99,8 % og partikelstørrelse som bordsalt.

Tilsat E535... (SKU:818200-4)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)



AMMONIUMCARBONAT BLANDING (800 G) 169,00 KR. (211,25 KR. M/MOMS)

Dette er et blandingsprodukt, der i fødevareverdenen er kendt som ammoniumcarbonat. Produktet... (SKU:802500-3-1)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

TRIETHANOLAMIN (1 LITER) ~~325,00 KR.~~ 285,00 KR. (356,25 KR. M/MOMS)

Råvaren er ren, pharma grade. (SKU:825905)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

NATRIUMIODID (100 G) ~~245,00 KR.~~ 210,00 KR. (262,50 KR. M/MOMS)

Formel: NaI

Molmasse: 149,89 g/mol

Massefylde: 3,667

CAS-nummer: 7681-82-5 (SKU:819150-1)

[Tilføj til kurv](#)[Læs mere](#)

SVOVLPULVER (1 KG) 265,00 KR. (331,25 KR. M/MOMS)

Renhed: min. 99,5 %

CAS: 7704-34-9

Synonymer: Svovlblomme

Formel:S

OBS: Vi sælger kun... (SKU:824000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

EDDIKESYRE 99-100% P.A. (1 LITER) 189,00 KR. (236,25 KR. M/MOMS)

CAS: 64-19-7

Synonymer: Ethansyre, iseddike

Formel: CH₃COOH (SKU:808600-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

ETIKETPROGRAM 1.495,00 KR. (1.868,75 KR. M/MOMS)

Udskriv dine egne kemikalie labels med dette nye etiketprogram.

Programmet leveres med en... (SKU:899999)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



-22%

MAGNESIUMBÅND 89,00 KR. 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

25 gram rent magnesium formet som et tyndt bånd á ca. 4 mm bredde og rullet sammen.

CAS: ... (SKU:816300)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



JERNFILSPÅNER 24,00 KR. (30,00 KR. M/MOMS)

Anvendes til at vise magnetiske feltlinier. Plastikstrødåse med 250 g. (SKU:812400)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

INDEX

1

1-Phenylethan-1-ol (1 liter) 34

2

2,7-Dichlorfluorescein p.a. (5 g) 9

A

Aktivt kul, granulat (2 kg) 33

Aktivt kul, granulat (300 g) 34

Aluminium, klip (100 g) 6

Ammoniakvand 25 % (1 liter) 33

Ammoniumacetat (400 g) 11

Ammoniumcarbonat blandning (400 g) 32

Ammoniumcarbonat blandning (800 g) 36

Ammoniumchlorid (800 g) 32

Ammoniumhydrogencarbonat p.a. (500 g) 33

Ammoniumjern(3)citrat, grøn (1 kg) 4

Ammoniumjern(3)citrat, grøn (100 g) 5

Ammoniumsulfat (1 kg) 11

Ammoniumsulfat (500 g) 32

Ascorbinsyre, ren (200 g) 7

C

Calcium (100 g) 30

Calciumcarbid (500 g) 31

Calciumcarbonat, marmor (1 kg) 29

Calciumcarbonat, vanddrevet (550 g) 31

Calciumchlorid, 77 % (400 g) 31

Calciumhydroxid (1,5 kg) 29

Calciumsulfat modelgips (750 g) 30

E

Eddikesyre 99-100% p.a. (1 liter) 37

Etiketprogram 37

Eucalyptusolie (30 ml) 2

F

Fehlings væske II (1 liter) 28

Frugtfarve, blå 26

Frugtfarve, grøn 26

Frugtfarve, gul 26

Frugtfarve, rød 27

G

Gallium (50 g) 34

H

Hydrogenperoxid 10 % (½ liter) 27

Hydrogenperoxid 3% (175 ml) 27

I

Indigocarmin 10g 3

J

- Jern(II)chlorid tetrahydrat, p.a. (1 kg) 17
- Jern(II)sulfat heptahydrat, teknisk (1 kg) 25
- Jern(II)sulfat heptahydrat, teknisk (2,5 kg) 5
- Jern(III)chlorid hexahydrat, p.a. (250 g) 9
- Jernfilspåner 38
- Jernpulver (1 kg) 25
- Jernpulver (200 g) 10

K

- Kaliumaluminiumsulfat x 12 H₂O (1 kg) 25
- Kaliumchlorid 99,5 % p.a. (1 kg) 23
- Kaliumhexacyanoferrat(III) (1 kg) 4
- Kaliumhexacyanoferrat(III) (100 g) 23
- Kaliumiodid (100 g) 24
- Kaliumnatriumtartrat (1 kg) 28
- Kaliumpermanganat 0,02 M (1 liter) 24
- Kobber(I)chlorid p.a. (100 g) 6
- Kobber(II)chlorid dihydrat (200 g) 35
- Kobber(II)oxid (250 g) 24
- Kobber(II)sulfat pentahydrat, ren (1 kg) 25
- Kobberspåner (100 g) 23
- Kokosolie, fast (500 g) 10

L

- Lavendelolie (30 ml) 2
- Lecitin (100 g) 15
- Lightergas (300 ml) 14
- Lithiumchlorid (100 g) 35
- Luminol (5 gram) 9
- Lycopodium (100 g) 21

M

- Magnesiumbånd 38
- Magnesiumchlorid (400 g) 14
- Mangan(IV)oxid (250 g) 22
- MF fedt emulgator 12
- Mættet kalkvand (1 liter) 29

N

- Natriumacetat trihydrat (1 kg), ren 5
- Natriumcarbonat vandfri (1 kg) 21
- Natriumchlorid >99,8 % (1 kg) 35
- Natriumchlorid >99,8 % (4 kg) 6
- Natriumchlorid p.a. (1 kg) 21
- Natriumhydrogencarbonat (1 kg) 22
- Natriumhydrogensulfat (1 kg) 22
- Natriumhydrogensulfit (100 g) 3
- Natriumhydroxid 1M (1 liter) 30
- Natriumiodid (100 g) 36
- Natriumnitrat (200 g) 19
- Natriumsilicatopløsning (500 ml) 17
- Natriumsulfat decahydrat (250 g) 19
- Natriumsulfat decahydrat (500 g) 20
- Natriumsulfat, vandfri (1 kg) 10
- Natriumthiosulfat, 99 % (1 kg) 20

O

Opbevaringsvæske til pH-elektroder 4

P

Paraffin, ren (3 kg) 16
Paraffin, ren (500 g) 15
Paraffinolie (1 liter) 19
PCR/DNA agarose gel kit + TAE 3
Pebermynteolie (100 ml) 13
Pimpsten, granuleret 2-5 mm (250 g) 8
Pimpsten, pulver <0,5 mm (250 g) 1

R

Rosenvand (500 ml) 12

S

Stearinsyre (1 kg) 16
Stearinsyre (500 g) 16
Stivelsesopløsning 1 % (500 ml) 8
Stjerneanisolie (30 ml) 14
Svovlpulver (1 kg) 37
Sølv(I)nitrat (100 g) 17
Sølv(I)nitrat (25 g) 20
Sølvnitrat 0,1 M (500 ml) 18

T

Talkum (1500 gram) 8
Talkum (500 gram) udgået 7
Tiosol UV-filter (100 ml) 13
tri-Natriumphosphat, ren (1 kg) 7
Triethanolamin (1 liter) 36

V

Vand, demineraliseret (1 l) 28
Vand, demineraliseret (5 l) 12
VE fedt emulgator (500 g) 13
Vermiculite (10 liter) 11

Z

Zinkchlorid anhydrat (1 kg) 18
Zinkgranulat (250 g) 2
Zinkstykker (250 g) 18
Zinksulfat heptahydrat (1 kg) p.a. 15