


# TABLE OF CONTENTS

<b>Glasvarer</b> .....	2
Glasrør .....	2
Slibudstyr .....	4
Urglas .....	21
Måleglas og cylindre .....	22
Flasker .....	25
Kolber .....	29
Tragte .....	36
Bægerglas .....	39
Reagensglas .....	46



## GLASVARER

Klassiske og specialiserede glasvarer til kemi-laboratoriet: bægerglas, kolber, reagensglas, måleglas, dråbe-tragte og krystallisationsskåle. Borosilikat-glas der tåler termisk shock.




## GLASRØR

**GLASRØR, VINKELRØR 90° 70X70 MM (10 STK.) 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)**

Glasrør 7 x 7 cm. Vinkelrør 90°. (SKU:121150)

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)





## **TERMOMETERMODEL (6 STK.) 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)**

Varm indholdet i E-kolben, så stiger vandet i glasrøret - princippet for et klassisk termometer. (SKU:309150)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **GLASRØR H-FORM TIL GASOPSAMLING (10 STK.) 100,00 KR. (125,00 KR. M/MOMS)**

... (SKU:121000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## SLIBUDSTYR



### **RUNDKOLBE, 500 ML, NS24/29 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)**

Rundbundet kolbe med slib NS 24/29  
Volumen 500 ml. (SKU:110052)

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



### **EKSPANSIONSADAPTER 19/26-14/23 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Expansion Adapter made of high quality, heavy duty Borosilicate glass.  
Can be used to connect... (SKU:110400)

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **EKSPANSIONSADAPTER 24/29 14/23** **39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Expansion Adapter made of high quality, heavy duty Borosilicate glass.  
Can be used to connect... (SKU:110401)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **EKSPANSIONSADAPTER 24/29 -19/26** **39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Expansion Adapter made of high quality, heavy duty Borosilicate glass.  
Can be used to connect... (SKU:110402)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **EKSPANSIONSADAPTER 29/32 -19/26** **39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Expansion Adapter made of high quality, heavy duty Borosilicate glass.  
Can be used to connect... (SKU:110403)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **KJELDAHL DESTILLATIONSÆT 785,00 KR. (981,25 KR. M/MOMS)**

Kjeldahl Flask - 500 ml  
Adaptor Multiple  
Dropping Funnel - 50 ml  
Splash Head  
Condenser... (SKU:110120)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **EKSPANSIONSADAPTER 29/32 -24/29 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Expansion Adapter made of high quality, heavy duty Borosilicate glass.  
Can be used to connect... (SKU:110404)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)

## **REDUKTIONSADAPTER 14/23 - 19/26 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Reduction adapter, made of high quality, borosilicate glass  
Socket size: 14/23  
Cone Size:... (SKU:110410)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **REDUKTIONSDAPTER 14/23 - 24/29 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Reduction adapter, made of high quality, borosilicate glass  
Socket size: 14/23  
Cone Size:... (SKU:110411)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **REDUKTIONSDAPTER 19/26 - 24/29** **49,00 KR. (61,25 KR. M/MOMS)**

Reduction adapter, made of high quality, borosilicate glass  
Socket size: 19/26  
Cone Size:... (SKU:110412)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **REDUKTIONSDAPTER 19/26 - 29/32** **39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Reduction adapter, made of high quality, borosilicate glass  
Socket size: 19/26  
Cone Size:... (SKU:110413)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **TERMOMETERADAPTER KONUS NS 14/23 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)**

Thread size 13, acceptable dia. through screw cap 6-7 mm.

Cone 14/23 (SKU:110320)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **TERMOMETERADAPTER KONUS NS 19/26 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)**

Thread size 13, acceptable dia. through screw cap 6-7 mm.

Cone 19/26 (SKU:110322)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **TERMOMETERADAPTER KONUS NS 24/29 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)**

Thread size 13, acceptable dia. through screw cap 6-7 mm.

Cone 19/26 (SKU:110324)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

## **VIGREUX KOLONNE 200 MM, NS 19/26 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)**

Made of borosilicate glass, easy to use, shape of indentations ensures intimate contact between... (SKU:110152)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




**VIGREUX KOLONNE 360 MM, NS 24/29**  
**195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)**

Made of borosilicate glass, easy to use, shape of indentations ensures intimate contact between... (SKU:110154)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



**RUNDKOLBE, 50 ML, NS14/23 42,00 KR.  
(52,50 KR. M/MOMS)**

Made of high quality, heavy duty Borosilicate glass  
50ml capacity  
Single joint with 14/23 size... (SKU:110040)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)





## **TREHALSET RUNDKOLBE 500 ML NS 24/29 OG 19/26 165,00 KR. (206,25 KR. M/MOMS)**

Made of high quality, heavy duty, 3.3 borosilicate glass  
250ml capacity  
Three necks at angle.... (SKU:110060)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **GLASPROP MED SLIB NS 14/23 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)**

Glasprop med slib og sekskantet greb. Udført i 3.3 borosilicat  
varmebestandigt glas.  
(SKU:110300)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **GLASPROP MED SLIB NS 19/26 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)**

Glasprop med slib og sekskantet greb. Udført i 3.3 borosilicat  
varmebestandigt glas.  
(SKU:110302)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



### **GLASPROP MED SLIB NS 24/29 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)**

Glasprop med slib og sekskantet greb. Udført i 3.3 borosilicat varmebestandigt glas.  
(SKU:110304)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **RUNDKOLBE, 500 ML, NS19/26 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)**

(SKU:110051)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **TREHALSET RUNDKOLBE 250 ML NS 19/26 115,00 KR. (143,75 KR. M/MOMS)**

Made of high quality, heavy duty, 3.3 borosilicate glass  
250ml capacity  
Three necks at angle.... (SKU:110058)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



**RUNDKOLBE, 250 ML, NS19/26 95,00 KR.  
(118,75 KR. M/MOMS)**

(SKU:110050)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



**SKILLETRAGT 250 ML 179,00 KR.  
(223,75 KR. M/MOMS)**

Pæreformet skilletragt i borosilicatglas - 250 ml. Kan autoklaveres

PTFE... (SKU:110080)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



**DESTILLATIONSSÆT (250 ML  
RUNDKOLBE) 495,00 KR. (618,75 KR.  
M/MOMS)**

Borosilikatglas, NS 19/26.

Indhold:

Rundbundet kolbe på 250 ml  
Forgrening med... (SKU:110013)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



**SLIBKLEMMER, PLAST 19/26 (10 STK.)  
BLÅ 119,00 KR. (148,75 KR. M/MOMS)**

Pakke indeholdende 10 stk. slibklemmer NS 19/26.

Udført i kemisk og temperaturbestandig... (SKU:110202)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




**SLIBKLEMMER, PLAST 24/29 (10 STK.)  
GRØN 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)**

Pakke indeholdende 10 stk. slibklemmer NS 19/26.

Udført i kemisk og temperaturbestandig... (SKU:110204)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



**SLIBKLEMMER, PLAST 29/32 (10 STK.)  
RØD 139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)**

Pakke indeholdende 10 stk. slibklemmer NS 29/32.

Udført i kemisk og temperaturbestandig... (SKU:110206)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## UDSOLGT - SLIBUDSTYR, LILLE 595,00 KR. (743,75 KR. M/MOMS)

Sættet indeholder:

- 1 Pæreformet kolbe 50 ml
- 1 forgrening
- 1 stk Liebig kondensator 150 ml,... (SKU:110000)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## DESTILLATIONSSÆT (500 ML RUNDKOLBE) (UDGÅET) 425,00 KR. (531,25 KR. M/MOMS)

Borosilikatglas, NS 19/26.

Indhold (som på billedet):

Rundbundet kolbe på 500... (SKU:110012)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)

## EKSTRAKTIONSAPPARAT, SOXHLET 445,00 KR. (556,25 KR. M/MOMS)

Ekstraktionskolbe, kondensator og flaske. NS kobling.  
Kapacitet 100 ml, rundkolbe 250... (SKU:110100)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **SLIBKLEMMER, PLAST 14/23 (10 STK.) GUL 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)**

Pakke indeholdende 10 stk. slibklemmer NS 14/23.

Udført i kemisk og temperaturbestandig... (SKU:110200)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **SLIBUDSTYR, DESTILLATION 995,00 KR. (1.243,75 KR. M/MOMS)**

Sættet indeholder 16 dele og leveres i æske med skumindlæg for let opbevaring.

Socket... (SKU:110010)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)

## **CHROMATOGRAFIKOLONNE 159,00 KR. (198,75 KR. M/MOMS)**

Kolonne til chromatografianalyse. Forsynet med rotaflow skruestop og glasfilter porøsitet 0... (SKU:110150)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)





## URGLAS



**URGLAS Ø 100 MM 9,00 KR. (11,25 KR. M/MOMS)**

... (SKU:122010)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



**URGLAS Ø50 MM 5,00 KR. (6,25 KR. M/MOMS)**

... (SKU:122000)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)

# MÅLEGLAS OG CYLINDRE




## MÅLEGLAS 1000 ML MED HÆLDETUD 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:103550)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## MÅLEGLAS 250 ML (2 STK.) 90,00 KR. (112,50 KR. M/MOMS)

Måleglas i varmebestandigt glas med inddeling og hældetud.

Pakken indeholder 2 stk. måleglas (SKU:103540)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

## MÅLEGLAS 10 ML MED HÆLDETUD 20,00 KR. (25,00 KR. M/MOMS)

Måleglas med hældetud (SKU:103500)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## MÅLEGLAS 100 ML (2 STK.) 80,00 KR. (100,00 KR. M/MOMS)

Måleglas 100 ml med inddeling og hældetud.

Pakken indeholder 2 stk. måleglas. (SKU:103530)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## MÅLEGLAS 25 ML MED HÆLDETUD 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)

... (SKU:103510)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)





## MÅLEGLAS 50 ML MED HÆLDETUD 30,00 KR. (37,50 KR. M/MOMS)

Måleglas 50 ml med hældetud (SKU:103520)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## FLASKER



### **STANDFLASKE 5000 ML 985,00 KR. (1.231,25 KR. M/MOMS)**

Stor laboratorie standflaske på 5000 ml i varmebestandigt borosilikatglas, med blåt skruelåg... (SKU:147050)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



### **STANDFLASKE 10000 ML 1.885,00 KR. (2.356,25 KR. M/MOMS)**

Den største blue cap standflaske på 10000 ml i varmebestandigt borosilikatglas, med blåt... (SKU:147060)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **STANDFLASKE 2000 ML 135,00 KR. (168,75 KR. M/MOMS)**

Klassisk blue cap standflaske på 2000 ml i varmebestandigt borosilikatglas, med blåt skruelåg... (SKU:147040)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **STANDFLASKE 1000 ML 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)**

Klassisk blue cap standflaske på 1000 ml i varmebestandigt borosilikatglas, med blåt skruelåg... (SKU:147030)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **VARMESTRÅLINGSFLASKER (2 STK.) 365,00 KR. (456,25 KR. M/MOMS)**

Undersøg hvor meget varme, som afgives fra beholdere med forskellige farver.

Hvilken farve... (SKU:308000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## STANDFLASKE 100 ML 25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)

Klassisk bluecap standflaske med skruelåg og drypring (SKU:147000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## OPBEVARINGSFLASKE TIL PH-ELEKTRODE 85,00 KR. (106,25 KR. M/MOMS)

(SKU:440020)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## STANDFLASKE 250 ML 32,00 KR. (40,00 KR. M/MOMS)

Klassisk blue cap standflaske på 250 ml med blåt skruelåg og drypring. (SKU:147010)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

## STANDFLASKE 500 ML 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)

Klassisk blue cap standflaske på 500 ml i varmebestandigt borosilikatglas, med blåt skruelåg... (SKU:147020)

---

[Tilføj til kurv](#)



[Læs mere](#)



### **PIPETTEFLASKE 50 ML 9,00 KR. (11,25 KR. M/MOMS)**

Glasflaske med pipette, og så kendt som drypflaske, dråbetæller eller pipetteflaske (SKU:201500)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



### **PIPETTEFLASKE 100 ML 12,00 KR. (15,00 KR. M/MOMS)**

Pipetteflaske i brunt glas (medicinglas) på 100 ml.  
Leveres inkl. låg med pipette  
(SKU:201510)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## KOLBER

Erlenmeyer-kolber, rundkolber og målekolber i forskellige størrelser. Til opvarmning, opløsning og kvantitativ kemi.



### **SUGEKOLBE 1000 ML 190,00 KR. (237,50 KR. M/MOMS)**

Varmebestandig og robust filterkolbe med fast studs.

Materialer: Borosilikatglas... (SKU:102011)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **SUGEKOLBE 500 ML 149,00 KR. (186,25 KR. M/MOMS)**

Varmebestandig og robust filterkolbe med fast studs.

Materialer: Borosilikatglas... (SKU:102010)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **ERLENMEYERKOLBE 5000 ML 245,00 KR. (306,25 KR. M/MOMS)**

Stor konisk kolbe på 5000 ml i varmebestandigt borosilicatglas.

Volumen: 5000 ml.  
Højde:... (SKU:101060)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **RUNDKOLBE, 50 ML, NS14/23 42,00 KR. (52,50 KR. M/MOMS)**

Made of high quality, heavy duty Borosilicate glass  
50ml capacity  
Single joint with 14/23 size... (SKU:110040)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## TREHALSET RUNDKOLBE 500 ML NS 24/29 OG 19/26 165,00 KR. (206,25 KR. M/MOMS)

Made of high quality, heavy duty, 3.3 borosilicate glass  
250ml capacity  
Three necks at angle.... (SKU:110060)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## RUNDKOLBE, 500 ML, NS19/26 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

(SKU:110051)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## KOLBEHOLDER TIL RUNDKOLBER MM. 35,00 KR. (43,75 KR. M/MOMS)

White plastic flask stand with multi-level flask placement decks to  
accommodate flasks of... (SKU:020200)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **TREHALSET RUNDKOLBE 250 ML NS 19/26 115,00 KR. (143,75 KR. M/MOMS)**

Made of high quality, heavy duty, 3.3 borosilicate glass  
250ml capacity  
Three necks at angle.... (SKU:110058)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **RUNDKOLBE, 250 ML, NS19/26 95,00 KR. (118,75 KR. M/MOMS)**

(SKU:110050)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **TERMOMETERMODEL (6 STK.) 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)**


Varm indholdet i E-kolben, så stiger vandet i glasrøret - princippet for et klassisk termometer. (SKU:309150)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)

## **ERLENMEYERKOLBE 2000 ML 115,00 KR. (143,75 KR. M/MOMS)**


Stor konisk kolbe på 2000 ml i varmebestandigt borosilicatglas.



Volumen: 2000 ml.  
Højde:... (SKU:101050)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **ERLENMEYERKOLBE 100 ML (24 STK.) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)**

Konisk kolbe i varmebestandigt 3.3. borosilicatglas (SKU:101110)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




## **MÅLEKOLBE MED PROP, 100 ML 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)**

... (SKU:103020)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **ERLENMEYERKOLBE 500 ML (6 STK.) 165,00 KR. (206,25 KR. M/MOMS)**

Konisk kolbe i varmebestandigt 3.3. borosilicatglas (SKU:101030)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## MÅLEKOLBE MED PROP, 500 ML 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)

Målekolbe klasse A med ringmærke og sliBtop (NS 19/26). PE prop.  
(SKU:103040)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## MÅLEKOLBE MED PROP, 50 ML 35,00 KR. (43,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:103010)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## ERLENMEYERKOLBE 50 ML (10 STK.) 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)


Konisk kolbe i varmebestandigt 3.3. borosilicatglas (SKU:101000)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)


## ERLENMEYERKOLBE 1000 ML (6 STK.) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Stor konisk kolbe på 1000 ml i varmebestandigt borosilicatglas.  
(SKU:101040)



---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **KONISK KOLBE 250 ML (12 STK.) 219,00 KR. (273,75 KR. M/MOMS)**

Erlenmeyerkolbe/konisk kolbe med smal hals og fremstillet i varmebestandigt borosilikatglas (SKU:101020)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## TRAGTE



### **PULVERTRAGT, Ø 100 MM (2 STK.) 38,00 KR. (47,50 KR. M/MOMS)**

Tragt med kort, bredt rør til enkel påfyldning af pulver.

Materiale: Polypropen.  
Mål:... (SKU:120110)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **BUCHNERTRAGT 100 MM, PORCELÆN 125,00 KR. (156,25 KR. M/MOMS)**

Made of high quality porcelain 4" diameter  
Straight sides above perforated plate  
Glazed inside... (SKU:120050)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## SKILLETRAGT 250 ML 179,00 KR. (223,75 KR. M/MOMS)

Pæreformet skilletragt i borosilicatglas - 250 ml. Kan autoklaveres

PTFE... (SKU:110080)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## GUKO GUMMIRINGE TIL BÜCHNERTRAGT 139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)

GUKO gummiringe i grå naturgummi. Anvendes ex til sugefiltrering.  
Medium hårdhed (Shore A... (SKU:001830)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## TRAGT, GLAS 50 MM 19,00 KR. (23,75 KR. M/MOMS)

Glastragt, der hedder Ø 50 mm, men reelt er mellem 4-5 cm i diameter.  
(SKU:120000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **GLASTRAGT 100 MM 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

diameter 100 mm. borosilkat 3.3

Højde tragt: ca 18 cm

Heraf stilk længde ca. 10... (SKU:120010)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



### **GLASTRAGT 75 MM (10 STK.) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)**

Af borosilikat. Skråtselebet rør.

Mål: Diam. = 75mm. Rørlængde = 7 cm. (SKU:120007)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



### **TRAGT I PLAST, 75 MM (10 STK) 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)**

Små plasttragte (SKU:120200)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## BÆGERGLAS

Vores udvalg af bægerglas dækker skolens behov fra grundlæggende øvelser til mere avancerede eksperimenter. Bægerglassene fås i forskellige volumener og er fremstillet i varmebestandigt borosilikatglas, som tåler både opvarmning og kemiske påvirkninger. De er forsynet med tydelige måleskalaer og hældetud, hvilket gør dem ideelle til måling, blanding og opvarmning af væsker. Velegnet til laboratorier i gymnasiet (STX, HTX), erhvervsuddannelser og andre faglige miljøer, hvor funktionalitet og slidstyrke er i fokus.



### **BÆGERGLAS 25 ML (24 STK.) 165,00 KR. (206,25 KR. M/MOMS)**

Bægerglas i varmebestandigt 3.3 borosilicat glas. Hældetud  
(SKU:201170)

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




### **PETRISKÅL, GLAS Ø 100 MM 25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)**

Petriskål i glas - leveres med låg. (SKU:140100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **GLASSPATEL/RØREPIND 12,00 KR. (15,00 KR. M/MOMS)**

Lang glaspind 30 cm med lille ske i den ene ende og et knapformet hoved. (SKU:201063)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **BÆGERGLAS 600 ML (8 STK.) 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)**

Pakke med store bægerglas i varmebestandigt borosilicatglas. (SKU:100041)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **KRYSTALLISATIONSSKÅL 120 MM 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)**

Krystallisationsskål i varmebestandigt borosilicatglas, type 3.3. Forsynet med... (SKU:124002)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 2000 ML 75,00 KR. (93,75 KR. M/MOMS)**

Af borosilikatglas.

Volumen: 2000 ml.  
Højde: 20 cm.  
Bunddiameter: 13,5 cm. (SKU:100060)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 3000 ML 205,00 KR. (256,25 KR. M/MOMS)**

Af borosilikatglas.

Volumen: 3000 ml.  
Højde: 24 cm.  
Bunddiameter: 15 cm. (SKU:100070)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 1000 ML (6 STK.) 149,00 KR. (186,25 KR. M/MOMS)**

Af borosilikatglas.

Volumen: 1000 ml.  
Højde: 15,5 cm.  
Bunddiameter: 11 cm.  
Pakke: 6 stk. (SKU:100050)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **FORDAMPNINGSSKÅL 150 MM (2 STK.) 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)**

Glasskåle i varmebestandigt borosilikat-glas.

Diameter 150 mm  
Højde 85 mm.  
Volumen:... (SKU:124010)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **KRYSTALLISATIONSSKÅL (2 LITER) 124,00 KR. (155,00 KR. M/MOMS)**

Varmebestandig. Af borosilikatglas.

Volumen: 2 l.  
Diameter: 175 mm. (SKU:124005)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 250 ML (12 STK.) UDGÅET SE 100022 119,00 KR. (148,75 KR. M/MOMS)**

Bægerglas 250 ml i varmebestandigt 3.3 borosilicat glas. (SKU:100020)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 100 ML (12 STK.) 95,00 KR. (118,75 KR. M/MOMS)**

Bægerglas i varmebestandigt 3.3 borosilikatglas og enestående pris/kvalitet... (SKU:100010)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 250 ML (8 STK.) 119,00 KR. (148,75 KR. M/MOMS)**

Bægerglas 250 ml i varmebestandigt 3.3 borosilicat glas. (SKU:100022)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 400 ML (8 STK.) 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)**

Lavt bægerglas i varmebestandigt 3.3 borosilicat glas. (SKU:100031)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




## **KRYSTALLISATIONSSKÅL 90 MM 39,00 KR. (48,75 KR. M/MOMS)**

Krystallisationskål i varmebestandigt borosilicatglas, type 3.3. Forsynet med... (SKU:124000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **GLASSPATEL 20 CM (5 STK.) 63,00 KR. (78,75 KR. M/MOMS)**

Klassisk spatel i glas med lille cirkelformet plade.

Længde: 200 mm

Diameter: ca. 5 mm (SKU:121012)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **BÆGERGLAS 50 ML (12 STK.) 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)**

Bægerglas i varmebestandigt 3.3 borosilicat glas. Hældetud.

Pakken indeholder 12 stk. (SKU:100000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **OMRØRER, GLAS 4,00 KR. (5,00 KR. M/MOMS)**

Glasstav

Længde: 200 mm

Diameter: 7 mm (SKU:121010)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **GASOPSAMLINGSAPPARAT 325,00 KR. (406,25 KR. M/MOMS)**

Comprises with plastic tank with lid, test tube stand, five test tube 150x24mm and stopper,... (SKU:120500)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## REAGENSGLAS

Reagensglas til mindre forsøg og prøveudtagning. Forskellige størrelser og med eller uden rand. Tåler opvarmning i bunsenbrænder.



### REAGENSGLAS 18X180 MM (100 STK.) 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)

Klassiske reagensglas i varmebestandigt 3.3 borosilicatglas.  
Reagensglassene er af typen med en... (SKU:201035)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)

### PLAST REAGENSGLAS MED SKRUELÅG 50 ML (50 STK.) 95,00 KR. (118,75 KR. M/MOMS)

Volumen: 50 ml gradueret. Med skrivefelt på siden. Prøverør.  
Indsamlingsbeholder. (SKU:202035)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)





### **REAGENSGLAS, PLAST 10 ML (100 STK.) 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)**

Plast reagensglas med skruelåg. Rummer 10 ml. Graduering på siden.

OBS: Stativet... (SKU:202034)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **REAGENSGLAS 20X150 MM (10 STK.) 24,00 KR. (30,00 KR. M/MOMS)**

Klassiske reagensglas i varmebestandigt 3.3 borosilicatglas. Reagensglassene er af typen med en... (SKU:104000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



### **REAGENSGLAS 180X18MM DURAN (100 STK) 449,00 KR. (561,25 KR. M/MOMS)**

Varmebestandig borosilikatglas 3.3 med krave. (SKU:104005)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

### **REAGENSGLAS MED SKRUELÅG (25 STK.) 98,00 KR. (122,50 KR. M/MOMS)**

Reagensglas i varmebestandigt 3.3 borosilicatglas, samt plast skruelåg med... (SKU:104020)



---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)

# INDEX

## B

- Buchnertragt 100 mm, porcelæn 35
- Bægerglas 100 ml (12 stk.) 42
- Bægerglas 1000 ml (6 stk.) 40
- Bægerglas 2000 ml 40
- Bægerglas 25 ml (24 stk.) 38
- Bægerglas 250 ml (12 stk.) UDGÅET se 100022 41
- Bægerglas 250 ml (8 stk.) 42
- Bægerglas 3000 ml 40
- Bægerglas 400 ml (8 stk.) 42
- Bægerglas 50 ml (12 stk.) 43
- Bægerglas 600 ml (8 stk.) 39

## C

- Chromatografikolonne 18

## D

- Destillationssæt (250 ml rundkolbe) 14
- Destillationssæt (500 ml rundkolbe) (UDGÅET) 16

## E

- Ekspansionsadapter 19/26-14/23 3
- Ekspansionsadapter 24/29 -19/26 4
- Ekspansionsadapter 24/29 14/23 4
- Ekspansionsadapter 29/32 -19/26 4
- Ekspansionsadapter 29/32 -24/29 5
- Ekstraktionsapparat, Soxhlet 16
- Erlenmeyerkolbe 100 ml (24 stk.) 32
- Erlenmeyerkolbe 1000 ml (6 stk.) 33
- Erlenmeyerkolbe 2000 ml 31
- Erlenmeyerkolbe 50 ml (10 stk.) 33
- Erlenmeyerkolbe 500 ml (6 stk.) 32
- Erlenmeyerkolbe 5000 ml 29

## F

- Fordampningskål 150 mm (2 stk.) 41

## G

- Gasopsamlingsapparat 44
- Glasprop med slib NS 14/23 12
- Glasprop med slib NS 19/26 12
- Glasprop med slib NS 24/29 13
- Glasrør H-form til gasopsamling (10 stk.) 2
- Glasrør, vinkelrør 90° 70x70 mm (10 stk.) 1
- Glasspatel 20 cm (5 stk.) 43
- Glasspatel/rørepend 39
- Glastragt 100 mm 37
- Glastragt 75 mm (10 stk.) 37
- Guko gummiringe til Büchnertragt 36

## K

- Kjeldahl destillationsæt 5

Kolbeholder til rundkolber mm. 30  
Konisk kolbe 250 ml (12 stk.) 34  
Krystallisationsskål (2 liter) 41  
Krystallisationsskål 120 mm 39  
Krystallisationsskål 90 mm 42

## **M**

Måleglas 10 ml med hældetud 21  
Måleglas 100 ml (2 stk.) 22  
Måleglas 1000 ml med hældetud 21  
Måleglas 25 ml med hældetud 22  
Måleglas 250 ml (2 stk.) 21  
Måleglas 50 ml med hældetud 23  
Målekolbe med prop, 100 ml 32  
Målekolbe med prop, 50 ml 33  
Målekolbe med prop, 500 ml 33

## **O**

Omrører, glas 43  
Opbevaringsflaske til pH-elektrode 26

## **P**

Petriskål, glas  $\varnothing$  100 mm 38  
Pipetteflaske 100 ml 27  
Pipetteflaske 50 ml 27  
Plast reagensglas med skruelåg 50 ml (50 stk.) 45  
Pulvertragt,  $\varnothing$  100 mm (2 stk.) 35

## **R**

Reagensglas 180x18mm DURAN (100 stk) 46  
Reagensglas 18x180 mm (100 stk.) 45  
Reagensglas 20x150 mm (10 stk.) 46  
Reagensglas med skruelåg (25 stk.) 46  
Reagensglas, plast 10 ml (100 stk.) 46  
Reduktionsadapter 14/23 - 19/26 5  
Reduktionsadapter 14/23 - 24/29 6  
Reduktionsadapter 19/26 - 24/29 7  
Reduktionsadapter 19/26 - 29/32 7  
Rundkolbe, 250 mL, NS19/26 14, 31  
Rundkolbe, 50 mL, NS14/23 11, 29  
Rundkolbe, 500 mL, NS19/26 13, 30  
Rundkolbe, 500 mL, NS24/29 3

## **S**

Skilletragt 250 ml 14, 36  
Slibklemmer, plast 14/23 (10 stk.) gul 17  
Slibklemmer, plast 19/26 (10 stk.) blå 15  
Slibklemmer, plast 24/29 (10 stk.) grøn 15  
Slibklemmer, plast 29/32 (10 stk.) rød 15  
Slibudstyr, destillation 18  
Standflaske 100 ml 26  
Standflaske 1000 ml 25  
Standflaske 10000 ml 24  
Standflaske 2000 ml 25  
Standflaske 250 ml 26  
Standflaske 500 ml 26  
Standflaske 5000 ml 24  
Sugekolbe 1000 ml 28

Sugekolbe 500 ml 29

## **T**

Termometeradapter konus NS 14/23 8

Termometeradapter konus NS 19/26 8

Termometeradapter konus NS 24/29 9

Termometermodel (6 stk.) 2, 31

Tragt i plast, 75 mm (10 stk) 37

Tragt, glas 50 mm 36

Trehalset rundkolbe 250 ml NS 19/26 13, 31

Trehalset rundkolbe 500 ml NS 24/29 og 19/26 12, 30

## **U**

Udsolgt - Slibudstyr, lille 16

Urglas Ø 100 mm 20

Urglas Ø50 mm 20

## **V**

Varmestrålingsflasker (2 stk.) 25

Vigreux kolonne 200 mm, NS 19/26 9

Vigreux kolonne 360 mm, NS 24/29 10