

TABLE OF CONTENTS

Koniske kolber	2
-----------------------------	----------



KONISKE KOLBER

Erlenmeyer-kolber i robust borosilikatglas til undervisning og laboratoriebrug. Kolberne er ideelle til opvarmning, opbevaring og omrøring af væsker og reducerer risikoen for spild. Velegnet til eksperimenter i kemi og bioteknologi på STX, HTX og tekniske skoler.



ERLENMEYERKOLBE 5000 ML 245,00 KR. (306,25 KR. M/MOMS)

Stor konisk kolbe på 5000 ml i varmebestandigt borosilicatglas.

Volumen: 5000 ml.
Højde:... (SKU:101060)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




TERMOMETERMODEL (6 STK.) 225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)

Varm indholdet i E-kolben, så stiger vandet i glastrøret - princippet for et klassisk termometer. (SKU:309150)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




ERLENMEYERKOLBE 2000 ML 115,00 KR. (143,75 KR. M/MOMS)

Stor konisk kolbe på 2000 ml i varmebestandigt borosilicatglas.

Volumen: 2000 ml.
Højde:... (SKU:101050)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




ERLENMEYERKOLBE 100 ML (24 STK.) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Konisk kolbe i varmebestandigt 3.3. borosilicatglas (SKU:101110)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



**ERLENMEYERKOLBE 500 ML (6 STK.)
165,00 KR. (206,25 KR. M/MOMS)**

Konisk kolbe i varmebestandigt 3.3. borosilicatglas (SKU:101030)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




**ERLENMEYERKOLBE 50 ML (10 STK.)
225,00 KR. (281,25 KR. M/MOMS)**

Konisk kolbe i varmebestandigt 3.3. borosilicatglas (SKU:101000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




**ERLENMEYERKOLBE 1000 ML (6 STK.)
235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)**

Stor konisk kolbe på 1000 ml i varmebestandigt borosilicatglas.
(SKU:101040)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



**KONISK KOLBE 250 ML (12 STK.)
219,00 KR. (273,75 KR. M/MOMS)**

Erlenmeyerkolbe/konisk kolbe med smal hals og fremstillet i
varmebestandigt borosilikatglas (SKU:101020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

INDEX

E

Erlenmeyerkolbe 100 ml (24 stk.) 2
Erlenmeyerkolbe 1000 ml (6 stk.) 3
Erlenmeyerkolbe 2000 ml 2
Erlenmeyerkolbe 50 ml (10 stk.) 3
Erlenmeyerkolbe 500 ml (6 stk.) 3
Erlenmeyerkolbe 5000 ml 1

K

Konisk kolbe 250 ml (12 stk.) 3

T

Termometermodel (6 stk.) 2