

# TABLE OF CONTENTS

**Stativmateriale** ..... 2

# STATIVMATERIALE



## LABORATORIESTATIV - PLADEFOD MED STANG 60 CM 220,00 KR. (275,00 KR. M/MOMS)

Dette forsøgsstativ med pladefod er et ideelt valg for naturfagslokaler, hvor plads, stabilitet... (SKU:001400)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## EASYSLIDE DOBBELTMUFFE 335,00 KR. (418,75 KR. M/MOMS)

Når kun det bedste er godt nok! Den nye EasySlide dobbeltmuffe fra USBECK revolutionerer... (SKU:001025)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




## STATIVSTANG, 95 CM 75,00 KR. (93,75 KR. M/MOMS)

Materiale: Overfladebehandlet stål.  
Mål: Diameter 12,7 mm, længde 95 cm. (SKU:000154)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **STATIVKLEMME, RUNDE KÆBER 55,00 KR. (68,75 KR. M/MOMS)**


Stativklemme med runde, korkbelagte kæber

Materiale: Skaft af massivt stål (diameter 8... (SKU:001034)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




## **STATIVKLEMME M. MUFFE 72,00 KR. (90,00 KR. M/MOMS)**

Universalklemme med korkbelagte kæber, der kan holde genstande op til 15 til 60 mm. Bøsningen... (SKU:001032)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **TRÅDKURV TIL PIPETTEFLASKER 335,00 KR. (418,75 KR. M/MOMS)**

Trådkurv - også kaldet flaskekurv - i plast-overtrukket metaltråd. Praktisk hank til let at... (SKU:020300)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **BORDSTATIV TIL POSE 179,00 KR. (223,75 KR. M/MOMS)**

Bordstativ til pose str. 20 x 30 cm  
(SKU:020100)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **NIVEAUBORD 15 X15 CM 295,00 KR. (368,75 KR. M/MOMS)**

Stabilt bord med god parallelgang.

Materiale: Rustfrit stål.  
Pladens mål: 150 x 150... (SKU:001500)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **STUBFORMET FOD, MELLEM 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)**

Meget gedigen og solid stativfod fremstillet i Sverige.  
Beregnet til stativstænger med Ø 8-13... (SKU:000120)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **TØRRESTATIV, LAV 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)**

Praktisk tørrestativ med plads til laboratorieglass (reagensglas, kolber og bægerglas).  
Kan... (SKU:020000)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




## **TØRRESTATIV, LUKSUS 945,00 KR. (1.181,25 KR. M/MOMS)**

Stort afdrypningsstativ til mange typer laboratorieglass.  
Udført i PVC-beklædt tråd og... (SKU:020002)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **TØRRESTATIV, HØJ 355,00 KR. (443,75 KR. M/MOMS)**

Praktisk tørrestativ med plads til laboratorieglass (reagensglas, kolber og bægerglas).  
Kan... (SKU:020003)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## REAGENSGLASSTATIV, STANDARD (12 HULLER) 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)

Reagensglasstativ i plastovertrukket metal.

Stativet har plads til maks. 12 reagensglas med... (SKU:020022)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## MUFFE MED KOGERING 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Muffe med kogering (SKU:001020)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## BURETTEKLEMME, DOBBELT 85,00 KR. (106,25 KR. M/MOMS)

Holder for burette eller andre opstillinger, hvor der skal klemmes om tyndere glasrør. Passer... (SKU:001200)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

## STATIVFOD A-FOD MED STANG 175,00 KR. (218,75 KR. M/MOMS)

Virkelig gedigen a-fod med stativstang. (SKU:000110)



---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **MUFFE, DOBBELT 49,00 KR. (61,25 KR. M/MOMS)**

Denne vare er som udgangspunkt grå, men hvis produktet er i restordre kan vi levere den i hvid... (SKU:001000)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **STATIVFOD A-FORM 119,00 KR. (148,75 KR. M/MOMS)**

Kraftig stativfod i lakeret støbejern. Vingeskrue af metal.  
Mål: Side 22 cm, bredde 18 cm,... (SKU:000100)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **STATIVSTANG, 60 CM 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)**

Materiale: Overfladebehandlet stål.  
Mål: Diameter 13 mm, længde 60 cm. (SKU:000150)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **BORDKLEMME TIL STATIVSTANG** **163,00 KR. (203,75 KR. M/MOMS)**

Klemme til montering af stativstænger direkte på bordpladen. Udført i aluminium.  
Passer til... (SKU:000130)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **STATIVFOD A-FORM, DOBBELT 159,00 KR.** **(198,75 KR. M/MOMS)**

Kraftig A-fod med justerbare fødder og plads til to stativstænger. Det centrale hul er... (SKU:000105)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **STATIVSTANG 25 CM M/GEVIND 35,00 KR.** **(43,75 KR. M/MOMS)**

Kortere stativstav som har gevind i begge ender.  
Monter f.eks. et kamera eller en sensor fra... (SKU:000152)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




## **STUBFORMET FOD, STOR 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)**

Meget gedigen og solid stativfod fremstillet i Sverige.  
Beregnet til stativstænger med Ø 8-13... (SKU:000122)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **MUFFE, FIRKANTET 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)**

Fleksibel muffe til sammenkobling af stativstænger, stativstang med  
andre klemmer på stang.... (SKU:001010)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **REAGENSGLASSTATIV, JUMBO 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)**

Reagensglasstativ i plastovertrukket metal.

Stativet har plads til maks. 8 reagensglas med... (SKU:020020)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## REAGENSGLASSTATIV, 20 HULLER 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)

Beregnet til almindelige reagensglas med diameter op til 20 mm.  
Reagensglasstativ i... (SKU:020030)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




## FILTRERSTATIV 125,00 KR. (156,25 KR. M/MOMS)

Holdbart og stilbart filtrerstativ til sikker filtrering.

Materiale: Forzinket stål.  
Mål:... (SKU:001060)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)




## KERAMISK TRÅDNET 15,00 KR. (18,75 KR. M/MOMS)

Anvendes med trefod med ring. Trådnettet er kvadratisk med sider ca. 15-17 cm - i midten er et... (SKU:001100)

---

[Tilføj til kurv](#)  
[Læs mere](#)



## **TØRRESTATIV 295,00 KR. (368,75 KR. M/MOMS)**

Lille, men stabilt tørrestativ til bord. 50 pinde til at hænge prøverør og bægre... (SKU:020001)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **ELEKTRODEHOLDER 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)**

Praktisk elektrodeholder i polycarbonat til trådløse sensorer, pH-elektroder og lignende.... (SKU:260100)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **TREFINGERKLEMME 49,00 KR. (61,25 KR. M/MOMS)**

Gaffelklemme i meget solid udformning, og nærmest umulig at skrue i stykker.

Stang ø 8... (SKU:001030)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **TREFOD 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)**

Højde på stativ: er 21 cm (til toppen af ringen)  
Ringens diameter er 12-13 cm. (SKU:001050)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



## **PIPETTESTATIV 245,00 KR. (306,25 KR. M/MOMS)**

Praktisk pipettestativ til opbevaring af fuldpipetter og målepipetter.  
Stativet består af to... (SKU:020010)

---

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

# INDEX

## B

Bordklemme til stativstang 7  
Bordstativ til pose 3  
Buretteklemme, dobbelt 5

## E

EasySlide dobbeltmuffe 1  
Elektrodeholder 10

## F

Filtrerstativ 9

## K

Keramisk trådnet 9

## L

Laboratoriestativ - pladefod med stang 60 cm 1

## M

Muffe med kogering 5  
Muffe, dobbelt 6  
Muffe, firkantet 8

## N

Niveaubord 15 x15 cm 3

## P

Pipetestativ 11

## R

Reagensglasstativ, 20 huller 9  
Reagensglasstativ, jumbo 8  
Reagensglasstativ, standard (12 huller) 5

## S

Stativfod A-fod med stang 5  
Stativfod A-form 6  
Stativfod A-form, dobbelt 7  
Stativklemme m. muffe 2  
Stativklemme, runde kæber 2  
Stativstang 25 cm m/gevind 7  
Stativstang, 60 cm 6  
Stativstang, 95 cm 1  
Stubformet fod, mellem 3  
Stubformet fod, stor 8

## T

Trefingerklemme 10  
Trefod 11  
Trådkurv til pipetteflasker 2  
Tørrestativ 10  
Tørrestativ, høj 4  
Tørrestativ, lav 4

Tørrestativ, luksus 4