

TABLE OF CONTENTS

Måleudstyr 2

 Fotoceller 2

 Kraft 3

 Længde 6

 Øvrige 9

 pH-måling 14

 Temperatur 18

 Tid 23

 Vægt 24

MÅLEUDSTYR

FOTOCELLER



FOTOCELLE MED DISPLAY 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

Med fotocellen fra japanske Narika måler du enkelt og præcist farten på objekter uden at... (SKU:362000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



HOLDER FOR FOTOCELLE 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

... (SKU:362010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

KRAFT



KRAFTMÅLER 2 N/0,04 N RØD 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Dette er en kraftmåler af meget høj kvalitet udført i klar plast, og med måleområdet... (SKU:192102)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KRAFTMÅLER 5 N/0,1 N BLÅ 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)

Dette er en kraftmåler af meget høj kvalitet udført i klar plast, og med måleområdet... (SKU:192103)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KRAFTMÅLER 0,1 N/0,002 N SØLV 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Dette er en kraftmåler af meget høj kvalitet udført i klar plast, og med måleområdet... (SKU:192100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KRAFTMÅLER 10 N/0,2 N GRØN 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)

Dette er en kraftmåler af meget høj kvalitet udført i klar plast, og med måleområdet... (SKU:192104)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KRAFTMÅLER 1 N/0,02 N GUL 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Dette er en kraftmåler af meget høj kvalitet udført i klar plast, og med måleområdet... (SKU:192101)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KRAFTMÅLER ØKONOMI 2,5 N/0,05 N 25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)

Almindelige acryl kraftmålere i en rigtig fornuftig kvalitet i forhold til prisen.
Berug den... (SKU:192000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




KRAFTMÅLER ØKONOMI 5 N/0,1 N **25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)**

Måleren er udformet i grønt plast, og måleområdet er 0-5 Newton. Skalaen er inddelt i 0,1 N... (SKU:192001)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KRAFTMÅLER ØKONOMI 10 N/0,2 N **25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)**

Fin kraftmåler i plast på 10 Newton og 0,2 N skala-inddeling. (SKU:192002)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

LÆNGDE



LASER-AFSTANDSMÅLER 120 M 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

OBS: Batterier (2 x AAA) medfølger ikke! (SKU:163000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



MÅLEBÅND 5 M 12,00 KR. (15,00 KR. M/MOMS)

Blødt målebånd, længde 5 m.

Måleområde: 0-5 m. Viser 2 mm.

Materiale: Armeret plast (SKU:192625)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)




METERSTOK, TRÆ 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

Meterstok i træ med metalbeslag i enderne. (SKU:192610)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TOMMESTOK, 2M 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)

Udført i træ og metal. Har 12 led og en længde på 2 meter (SKU:192615)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MÅLEBÅND, 50 M 152,00 KR. (190,00 KR. M/MOMS)

Glasfiberarmeret målebånd af højeste kvalitet.

Slidstærkt og vandafvisende bånd der ikke... (SKU:192600)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



METERHJUL MED TÆLLER 245,00 KR. (306,25 KR. M/MOMS)

Målehjul, hvor hjulets omkreds er 1 m. Brug det til alle typer opmåling fx: målene på... (SKU:550140)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MÅLEBÅND 1 M 9,00 KR. (11,25 KR. M/MOMS)

Blødt målebånd, længde 1 m.

Måleområde: 0-1 m. Viser 1 mm.

Materiale: Armeret plast. (SKU:192620)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

ØVRIGE



CO2 OG PARTIKELMÅLER M. DATALOGGER 1.625,00 KR. (2.031,25 KR. M/MOMS)

Måler luftkvalitet på flere parametre herunder partikelforurening (PM 2,5 og PM10) og CO2 i... (SKU:162202)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



LYDMÅLER, FARVEDISPLAY OG LOGGERFUNKTION 635,00 KR. (793,75 KR. M/MOMS)

Avanceret lydmåler med farvedisplay og grafisk afbildning, samt mulighed for at logge og... (SKU:161200)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



LYDMÅLER 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Digital lydmåler som er meget enkel at anvende. Decibelmåleren er fin til undervisningsbrug,... (SKU:161030)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



RADONMÅLER 1.299,00 KR. (1.623,75 KR. M/MOMS)

Få en hurtig indikation på radonkoncentrationen i bygningen. Radonmåleren viser... (SKU:162000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KLIKTÆLLER, MEKANISK 29,00 KR. (36,25 KR. M/MOMS)

Kliktælleren er et praktisk og solidt redskab til hurtig og præcis optælling i mange... (SKU:192700)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



REFRAKTOMETER SALTVAND 945,00 KR. (1.181,25 KR. M/MOMS)

Tusindvis af saltvandsakvarieentusiaster har ringet til analysen med Milwaukeees... (SKU:440510)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KUFFERT MED PH- OG LEDNINGSEVNEMÅLER 1.595,00 KR. (1.993,75 KR. M/MOMS)

Kuffert med pH-meter og ledningsevne måler

MW100 pH-meter (interval: 0,0 til 14,0, med... (SKU:440200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



BRIX REFRAKTOMETER 1.055,00 KR. (1.318,75 KR. M/MOMS)

Digital brix refraktometer. Anvend bare et par dråber væske og aflæs resultatet efter et par... (SKU:440500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LYSMÅLER (LUXMETER) PRO 975,00 KR. (1.218,75 KR. M/MOMS)

Luxmeter med stort måleområde fra 0 til 50.000 Lux. Den vandtætte lyssensor er fastgjort til... (SKU:161100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LYSMÅLER (LUX) 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Kompakt lysmåler med baggrundsbelyst LCD display. Måleenhed Lux eller FC (foot candle)

God... (SKU:161010)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



CO2-MÅLER M. DATALOGGER (UDGÅET SE 162202) 2.375,00 KR. (2.968,75 KR. M/MOMS)

Mål og log CO2-indhold, luftfugtighed og temperatur med et eneste instrument!

Håndholdt... (SKU:162201)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ILTMÅLER, VAND (OPLØST ILT) 2.125,00 KR. (2.656,25 KR. M/MOMS)

Kvalitetsmåler for nøjagtige målinger af iltindholdet i vand.

Det 3 m lange probekabel... (SKU:162210)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



VINDMÅLER OG TERMOMETER 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Små, lille apparat, der måler vindhastighed og temperatur. Vindstyrken kan vises i flere... (SKU:161020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ENERGIMÅLER 149,00 KR. (186,25 KR. M/MOMS)

Ønsker du at vide, hvor meget energi strygejernet, tv'et eller mikroovnen forbruger? Og vil du... (SKU:352000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SOLARMETER 1.145,00 KR. (1.431,25 KR. M/MOMS)

Apparatet måler solens indstråling (enhed: W/m² eller Btu).
Se maksimal værdi eller mål... (SKU:162500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

PH-MÅLING



PH-METER M. ELEKTRODE 735,00 KR. (918,75 KR. M/MOMS)

Lille, håndholdt ph-måler med topunkts kalibrering

Målerate: 0,4... (SKU:440013)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SÆT PH-SENSOR/CONTROLLER & PERISTALTISK PUMPE 1.375,00 KR. (1.718,75 KR. M/MOMS)

Dette sæt bestående af en pH-kontrolenhed, pH-elektrode og peristaltisk pumpe giver dig... (SKU:370500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

PH-MÅLER TIL JORD 1.395,00 KR. (1.743,75 KR. M/MOMS)

pH-måler i robust design med elektrode specielt udviklet til måling af pH i jord.

Hurtige,... (SKU:440120)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KUFFERT MED PH- OG LEDNINGSEVNEMÅLER 1.595,00 KR. (1.993,75 KR. M/MOMS)

Kuffert med pH-meter og ledningsevnmåler

MW100 pH-meter (interval: 0,0 til 14,0, med... (SKU:440200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-METER/ORP/TEMPERATUR, VANDTÆT 1.975,00 KR. 1.645,00 KR. (2.056,25 KR. M/MOMS)

Vandtæt (IP67), bærbar 3-i-1 pH/ORP/Temp-måler til brug overalt. Op til 3-punktskalibrering... (SKU:440150)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-PEN 0-14 (PH600) 169,00 KR. (211,25 KR. M/MOMS)

Hurtig og nem pH-måling med denne lille lommemodel af et pH-meter. Enkel et-punkts kalibrering... (SKU:440100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH-MÅLER MED TEMPERATURKOMPENSATION (PH55) 355,00 KR. (443,75 KR. M/MOMS)

Handy lille pH-måler i vandtæt design og med mulighed for temperaturkompensation. 2-punkts... (SKU:440110)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PH ELEKTRODE (BNC) 385,00 KR. (481,25 KR. M/MOMS)

Klassisk gel elektrode i plast. Coax kabel med BNC bøsning, der passer til de fleste... (SKU:440030)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



OPBEVARINGSFLASKE TIL PH-ELEKTRODE 85,00 KR. (106,25 KR. M/MOMS)

(SKU:440020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-METER 1.095,00 KR. (1.368,75 KR. M/MOMS)

Lille, håndholdt ph-måler (på størrelse med en stor smartphone) i robust design med stort... (SKU:440010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PH-METER 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Robust og prisbilligt pH-meter med automatisk temperaturkompensation.

Fabrikat:... (SKU:440000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

TEMPERATUR



JORDTEMPERATUR TERMOMETER 125,00 KR. (156,25 KR. M/MOMS)

Termometer til måling af jordtemperaturen. Glastermometer indsat i aluminium. Samlet længde ca... (SKU:160320)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TERMOMETER MED PROBE -50-150 265,00 KR. (331,25 KR. M/MOMS)

En kompakt digital temperaturmåler, der er god til at aflæse temperaturen på vanskelige... (SKU:160300)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TERMOMETER MED JORDSPYD 245,00 KR. (306,25 KR. M/MOMS)

Hurtige, præcise resultater med stor digital LCD-aflæsning. Udvidet temperaturområde: -50... (SKU:160310)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



LYSMÅLER (LUXMETER) PRO 975,00 KR. (1.218,75 KR. M/MOMS)

Luxmeter med stort måleområde fra 0 til 50.000 Lux. Den vandtætte lyssensor er fastgjort til... (SKU:161100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TERMOMETER, TYPE K 145,00 KR. (181,25 KR. M/MOMS)

Digitalt termometer til måling af høje temperaturer. Leveres komplet inklusive batteri- og... (SKU:160161)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



LYSMÅLER (LUX) 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Kompakt lysmåler med baggrundsbelyst LCD display. Måleenhed Lux eller FC (foot candle)

God... (SKU:161010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TERMOMETER, DEMO 275,00 KR. (343,75 KR. M/MOMS)

Kæmpe analogt termometer til klasseværelset. Måler -40 til +50 grader Celcius

Højde: ca.... (SKU:160250)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TERMOMETER, TYPE K 217,00 KR. (271,25 KR. M/MOMS)

Prisbilligt termometer med stort temperaturomfang.
Immersionprobe inkluderet i... (SKU:160160)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TERMOMETER (EKSKURSION) 25,00 KR. (31,25 KR. M/MOMS)

Enkelt termometer UDEN kviksølv, og med förstærkning, der beskytter termometret lidt bedre end... (SKU:160200)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TERMOMETER OG LUFTFUGTIGHEDSMÅLER 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Lille, handy måler som viser temperatur og luftfugtighed samtidig.

Loggeren har... (SKU:161000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



VINDMÅLER OG TERMOMETER 239,00 KR. (298,75 KR. M/MOMS)

Smar, lille apparat, der måler vindhastighed og temperatur. Vindstyrken kan vises i flere... (SKU:161020)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



IR TERMOMETER 139,00 KR. (173,75 KR. M/MOMS)

Prisbilligt, letbetjent infrarødt termometer, der anvendes til at måle overfladetemperaturen... (SKU:160150)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TERMOMETER DIGITALT, -50-200 GRADER 99,00 KR. (123,75 KR. M/MOMS)

Digitaltermometer med føler i rustfritt stål og med hukommelse for maksimums- og... (SKU:160100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



UNIVERSALTERMOMETER -50 - 300 GRADER 75,00 KR. (93,75 KR. M/MOMS)

Digitaltermometer med hukommelse for maksimums- og minimumsværdier og funktion for "Auto Off"... (SKU:160010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SPRIT-TERMOMETER 19,00 KR. (23,75 KR. M/MOMS)

Klassisk stavtermometer -20 - 110 C.
Diameter 7 mm. Med øje for ophæng - leveres i... (SKU:160000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

TID



STOPUR, DIGITALT 59,00 KR. (73,75 KR. M/MOMS)

Brugervenligt stopur i moderne design og med ekstra stort display. Viser tiden ned til 0,01... (SKU:192800)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



CITRONUR 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)

Det klassiske citronur i en nem version (SKU:309000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

VÆGT



ANALYSEVÆGT KERN ACJ 200-4M (220 G - 0,0001 G) 11.540,00 KR. (14.425,00 KR. M/MOMS)

Analytisk vægt ACJ 200-4M

vejeområde 220 g

aflæsning 0,0001 g (SKU:ACJ 200-4M)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ANALYSEVÆGT KERN ACJ 100-4M (120G - 0,0001 G) 10.780,00 KR. (13.475,00 KR. M/MOMS)

Kern Analysevægt ACJ 100-4M

Vejeområde 120 g

Aflæsning 0,0001 g (SKU:ACJ 100-4M)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

ANALYSEVÆGT KERN ACS 200-4 (220G - 0,0001G) 10.780,00 KR. (13.475,00 KR. M/MOMS)

Kern Analysevægt ACS 200-4

Vejeområde 220 g



Aflæsning 0,0001 g (SKU:ACS 200-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ANALYSEVÆGT KERN ACS 100-4 (120G - 0,0001G) 10.020,00 KR. (12.525,00 KR. M/MOMS)


Analytisk vægt ACS 100-4

Vejeområde 120 g

Aflæsning 0,0001 g (SKU:ACS 100-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ANALYTISK VÆGT KERN AXE 200-4 (220G - 0,0001G) 5.660,00 KR. (7.075,00 KR. M/MOMS)


Analytisk vægt AXE 200-4

Vejeområde 220 g

Aflæsning 0,0001 g (SKU:AXE 200-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ANALYTISK VÆGT KERN AXE 100-4 (120G - 0,0001G) 5.280,00 KR. (6.600,00 KR. M/MOMS)


Analytisk vægt AXE 100-4

Vejeområde 120 g

Aflæsning 0,0001 g (SKU:AXE 100-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ANALYTISK VÆGT KERN AXS 200-4 (220G - 0,0001 G) 4.900,00 KR. (6.125,00 KR. M/MOMS)


Analytisk vægt AXS 200-4

Vejeområde 220 g

Aflæsning 0,0001 g (SKU:AXS 200-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ANALYTISK VÆGT KERN AXS 100-4 (120 G - 0,0001G) 4.520,00 KR. (5.650,00 KR. M/MOMS)

Analytisk vægt AXS 100-4

Vejeområde 120 g

Aflæsning 0,0001 g (SKU:AXS 100-4)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KERN BORDVÆGT FOB 5K1S (5000G -1G) 680,00 KR. (850,00 KR. M/MOMS)

Bordvægt FOB 5K1S, Vejeområde 5000 g, Aflæsning 1 g (SKU:FOB 5K1S)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN BORDVÆGT FOB 500-1S (500G - 0,1G) 680,00 KR. (850,00 KR. M/MOMS)

Bordvægt FOB 500-1S, Vejeområde 500 g, Aflæsning 0,1 g (SKU:FOB 500-1S)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



IOT KOMPAKT LABORATORIEVÆGT KERN PCB 6000-1 (6000G - 0,1G) 1.900,00 KR. (2.375,00 KR. M/MOMS)

Præcisionsvægt PCB 6000-1, Vejeområde 6000 g, Aflæsning 0,1 g (SKU:PCB 6000-1)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



**IOT KOMPAKT LABORATORIEVÆGT KERN
PCB 2000-1 (2000G - 0,1G) 1.740,00 KR.
(2.175,00 KR. M/MOMS)**

Præcisionsvægt PCB 2000-1, Vejeområde 2000 g, Aflæsning 0,1 g
(SKU:PCB 2000-1)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



**LABVÆGT KERN PCB 3000-2 (3600G -
0,01 G) 2.340,00 KR. (2.925,00 KR. M/MOMS)**

Præcisionsvægt PCB 3000-2, Vejeområde 3600 g, Aflæsning 0,01 g
(SKU:PCB 3000-2)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



**LABVÆGT KERN PCB 1000-2 (1200G -
0,01G) 2.200,00 KR. (2.750,00 KR. M/MOMS)**

Præcisionsvægt PCB 1000-2, Vejeområde 1200 g, Aflæsning 0,01 g
(SKU:PCB 1000-2)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN PCB 300-3 (360G - 0,001G) 2.420,00 KR. (3.025,00 KR. M/MOMS)

Præcisionsvægt PCB 300-3, Vejeområde 360 g, Aflæsning 0,001 g
(SKU:PCB 300-3)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN EMB 2000-2V (2000G - 0,01G) 2.040,00 KR. (2.550,00 KR. M/MOMS)

Densitetsvægt EMB 2000-2V, Vejeområde 2000 g, Aflæsning 0,01 g
(SKU:EMB 2000-2V)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLE VÆGT KERN EMB 200-3V (200G - 0,001G) 2.080,00 KR. (2.600,00 KR. M/MOMS)

Density balance EMB 200-3V, Weighing range 200 g, Readout 0,001 g
(SKU:EMB 200-3V)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

SKOLE VÆGT KERN EHA 3000-1 (3000G - 0,1G) 720,00 KR. (900,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EHA 3000-1, Weighing range 3000 g, Readout 0,1 g
(SKU:EHA 3000-1)



[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN EHA 3000-0 (3000G - 1G) 520,00 KR. (650,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EHA 3000-0, Weighing range 3000 g, Readout 1 g (SKU:EHA 3000-0)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN EHA 1000-1 (1000G - 0,1G) 560,00 KR. (700,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EHA 1000-1, Weighing range 1000 g, Readout 0,1 g (SKU:EHA 1000-1)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EHA 500-2 (500G - 0,01G) 720,00 KR. (900,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EHA 500-2, Vejeområde 500 g, Aflæsning 0,01 g (SKU:EHA 500-2)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EHA 500-1 (500G - 0,1G) 520,00 KR. (650,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EHA 500-1, Vejeområde 500 g, Aflæsning 0,1 g (SKU:EHA 500-1)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EMB 6000-1 (6000G - 0,1G) 1.320,00 KR. (1.650,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EMB 6000-1, Vejeområde 6000 g, Aflæsning 0,1 g (SKU:EMB 6000-1)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EMB 1000-2 (1000G - 0,01G) 1.660,00 KR. (2.075,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EMB 1000-2, Vejeområde 1000 g, Aflæsning 0,01 g (SKU:EMB 1000-2)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EMB 200-3 (200G - 0,001G) 1.820,00 KR. (2.275,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EMB 200-3, Vejeområde 200 g, Aflæsning 0.001 g (SKU:EMB 200-3)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KERN EFS 5000-0S05 (5200G - 1G) 305,00 KR. (381,25 KR. M/MOMS)

Skolevægt EFS 5000-0S05

Vejeområde 5200 g

Aflæsning 1 g

OBS: Kan stables som vist... (SKU:EFS 5000-0S05)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EFS 2000-0S05 (2200G - 1G) 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Skolevægt EFS 2000-0S05

Vejeområde 2200 g

Aflæsning 1 g

OBS: Kan stables som vist... (SKU:EFS 2000-0S05)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EFS 3000-1 (3000G - 0,1G) 760,00 KR. (950,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EFS 3000-1, Vejeområde 3000 g, Aflæsning 0,1 g (SKU:EFS 3000-1)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EFS 600-1S05 305,00 KR. (381,25 KR. M/MOMS)

Skolevægt EFS 600-1S05

Vejeområde 620 g
Aflæsning 0,1 g

OBS: Kan stables som vist på... (SKU:EFS 600-1S05)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EFS 200-1S05 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Skolevægt EFS 200-1S05

Vejeområde 220 g
Aflæsning 0,1 g

OBS: Kan stables som vist på... (SKU:EFS 200-1S05)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SKOLEVÆGT KERN EFS 500-2 (500G - 0,01G) 920,00 KR. (1.150,00 KR. M/MOMS)

Skole vægt EFS 500-2, Vejeområde 500 g, Aflæsning 0,01 g (SKU:EFS 500-2)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)




KERN VÆGT 300G/0,01G (PCB 300-2) 2.195,00 KR. (2.743,75 KR. M/MOMS)

Klassisk laboratorievægt med moderne funktioner. Vejeområde: 300 g
Nøjagtighed: 0,01 g

(SKU:150811)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN VÆGT 1000G/0,1G (440-45N) 1.875,00 KR. (2.343,75 KR. M/MOMS)

Standard laboratorievægt RS-232 interface Måleområde: 1000 g
Nøjagtighed: 0,1 g

(SKU:150801)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



VÆGT , 620 G / 0,001 G, KERN PNJ 600-3M 7.500,00 KR. (9.375,00 KR. M/MOMS)

Præcis og brugervenlig præcisionsvægt fra tyske Kern med stort vejehus.

Vejehuset har 3... (SKU:806018)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



VÆGT 500 G/ 0,01 G, KERN EHA 500-2 895,00 KR. (1.118,75 KR. M/MOMS)

Fremragende , nyudviklet vægt for undervisning i kemi og naturfag generelt. Vægten har stor... (SKU:806037)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



BADEVÆGT MED FEDTMÅLER 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

Badevægt (0,1 kg visning) med automatisk måling af fedtprocent, samt beregning af... (SKU:151200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



FEDTPROCENTMÅLER M. HÅNDGREB 675,00 KR. (843,75 KR. M/MOMS)

Omron BF508 er en pålidelig Kropskomposition Monitor. Udover kropsvægten måler den også... (SKU:151202)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



FEDTPROCENTMÅLER M. HÅNDGREB (BØRN) 1.175,00 KR. (1.468,75 KR. M/MOMS)

Omron BF511 er en Kropskomposition Monitor, der udfører forskellige typer af målinger. Vægten... (SKU:151203)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN VÆGT 500G/0,1G (EMB 500-1) 495,00 KR. (618,75 KR. M/MOMS)

Vejeområde: 0,1 g - 500 g
Nøjagtighed: 0,2 g (SKU:150540)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

KERN VÆGT 300G/1MG (EWJ 300-3) 3.995,00 KR. (4.993,75 KR. M/MOMS)

(SKU:150600)



[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN ANALYSEVÆGT (200G/0,1MG) 7.695,00 KR. (9.618,75 KR. M/MOMS)

Vejeområde: 210 g
Nøjagtighed: 0,1 mg (SKU:150650)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN LOMMEVÆGT 425,00 KR. (531,25 KR. M/MOMS)

Vejeområde: 1000 g
Nøjagtighed: 1 g (SKU:150700)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN VÆGT 1000G/0,1G (PCB 1000-1) ~~1.395,00 KR.~~ 950,00 KR. (1.187,50 KR. M/MOMS)

Standard laboratorievægt

Måleområde: 1000 g
Nøjagtighed: 0,1 g

RESTSALG (SKU:150800)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN VÆGT 200G/0,01G (PCB 200-2)
~~1.795,00 KR.~~ 1.375,00 KR. (1.718,75 KR. M/MOMS)

Klassisk laboratorievægt

Vejeområde: 200 g
Nøjagtighed: 0,01 g

RESTSALG (SKU:150810)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN VÆGT 2500G/0,01G (PCB 2500-2)
~~2.195,00 KR.~~ 1.725,00 KR. (2.156,25 KR. M/MOMS)

Kern PCB 2500-2

Område: 2500 g
Nøjagtighed: 0,01 g

RESTSALG (SKU:150820)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN MINIVÆGT 500G/0,1G 195,00 KR. (243,75 KR. M/MOMS)

Meget lille og handy vægt

(SKU:150900)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



NETADAPTER TIL KERN VÆGTE 255,00 KR. (318,75 KR. M/MOMS)

(SKU:150990)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KERN VÆGT 2200 G/1 G (EMB 2200-0) ~~495,00 KR.~~ 475,00 KR. (593,75 KR. M/MOMS)

Vejeområde: 2200 g
Nøjagtighed: 1 g (SKU:150520)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KERN VÆGT 3000G/0,1G (EMB 3000-1) ~~995,00 KR.~~ 925,00 KR. (1.156,25 KR. M/MOMS)

Vejeområde: 0,1 g - 3000 g.

Nøjagtighed: 0,1 g (SKU:150530)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN VÆGT 100 G/1 MG (EMB 100-3)
~~1.625,00 KR.~~ 1.380,00 KR. (1.725,00 KR. M/MOMS)

Batteridrevet vægt med enkel 2-knaps betjening med auto-off funktion.
Batterier... (SKU:150500)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KERN VÆGT 200 G/0,01 G (EMB 200-2)
~~1.075,00 KR.~~ 975,00 KR. (1.218,75 KR. M/MOMS)

Batteridrevet vægt med enkel 2-knaps betjening med auto-off funktion.
Batterier... (SKU:150510)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



LOMMEVÆGT 200 G/0,01 G 179,00 KR.
(223,75 KR. M/MOMS)

En lille, praktisk vægt med LCD-display og store cifre.
Vejeskålen er beskyttet af et... (SKU:150100)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



DIGITALVÆGT 1000 G/0,1 G 279,00 KR. (348,75 KR. M/MOMS)

Dette er en meget fin digitalvægt som leveres forkalibreret fra fabrikken.

Veieområde: 0-1000... (SKU:150210)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



DIGITALVÆGT 5000 G/1 G 179,00 KR. (223,75 KR. M/MOMS)

Slank og flot designet digitalvægt med vejeområde 0-5000 g.

Nøjagtighed 1 gram.

Store,... (SKU:150230)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



KERN VÆGT 5 KG/1 G (FOB 5K-3NS) 1.075,00 KR. (1.343,75 KR. M/MOMS)

(SKU:150750)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



DIGITALVÆGT 300 G/0,01 G MED HUS **~~479,00 KR.~~ 395,00 KR. (493,75 KR. M/MOMS)**

Prisbillig vægt med vejehus for ekstra stabilitet under målingen.
Vejeområde: 0-300... (SKU:150200)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

INDEX

A

Analysevægt KERN ACJ 100-4M (120g - 0,0001 g) 23
Analysevægt KERN ACJ 200-4M (220 g - 0,0001 g) 23
Analysevægt KERN ACS 100-4 (120g - 0,0001g) 24
Analysevægt KERN ACS 200-4 (220g - 0,0001g) 23
Analytisk vægt KERN AXE 100-4 (120g - 0,0001g) 25
Analytisk vægt KERN AXE 200-4 (220g - 0,0001g) 24
Analytisk vægt KERN AXS 100-4 (120 g - 0,0001g) 25
Analytisk vægt KERN AXS 200-4 (220g - 0,0001 g) 25

B

Badevægt med fedtmåler 34
Brix refraktometer 10

C

Citronur 22
CO2 og partikelmåler m. datalogger 8
CO2-måler m. datalogger (udgået se 162202) 11

D

Digitalvægt 1000 g/0,1 g 40
Digitalvægt 300 g/0,01 g med hus 41
Digitalvægt 5000 g/1 g 40

E

Energimåler 12

F

Fedtprocentmåler m. håndgreb 35
Fedtprocentmåler m. håndgreb (børn) 35
Fotocelle med display 1

H

Holder for fotocelle 1

I

Iltmåler, vand (opløst ilt) 11
IoT kompakt laboratorievægt KERN PCB 2000-1 (2000g - 0,1g) 27
IoT kompakt laboratorievægt KERN PCB 6000-1 (6000g - 0,1g) 26
IR termometer 20

J

Jordtemperatur termometer 17

K

Kern analysevægt (200g/0,1mg) 36
KERN Bordvægt FOB 500-1S (500g - 0,1g) 26
KERN Bordvægt FOB 5K1S (5000g -1g) 26
KERN EFS 5000-0S05 (5200g - 1g) 31
Kern EHA 1000-1 (1000g - 0,1g) 29
KERN EHA 3000-0 (3000g - 1g) 29
KERN EMB 2000-2V (2000g - 0,01g) 28
Kern lommevægt 36

Kern minivægt 500g/0,1g 38
KERN PCB 300-3 (360g - 0,001g) 28
Kern vægt 100 g/1 mg (EMB 100-3) 39
Kern vægt 1000g/0,1g (440-45N) 33
Kern vægt 1000g/0,1g (PCB 1000-1) 36
Kern vægt 200 g/0,01 g (EMB 200-2) 39
Kern vægt 200g/0,01g (PCB 200-2) 37
Kern vægt 2200 g/1 g (EMB 2200-0) 38
Kern vægt 2500g/0,01g (PCB 2500-2) 37
Kern vægt 3000g/0,1g (EMB 3000-1) 38
Kern vægt 300g/0,01g (PCB 300-2) 33
Kern vægt 300g/1mg (EWJ 300-3) 35
Kern vægt 5 kg/1 g (FOB 5K-3NS) 40
Kern vægt 500g/0,1g (EMB 500-1) 35
Kliktæller, mekanisk 9
Kraftmåler 0,1 N/0,002 N sølv 2
Kraftmåler 1 N/0,02 N gul 3
Kraftmåler 10 N/0,2 N grøn 3
Kraftmåler 2 N/0,04 N rød 2
Kraftmåler 5 N/0,1 N blå 2
Kraftmåler økonomi 10 N/0,2 N 4
Kraftmåler økonomi 2,5 N/0,05 N 3
Kraftmåler økonomi 5 N/0,1 N 4
Kuffert med pH- og ledningsevнемåler 10, 14

L

Labvægt KERN PCB 1000-2 (1200g - 0,01g) 27
Labvægt KERN PCB 3000-2 (3600g - 0,01 g) 27
Laser-afstandsmåler 120 m 5
Lommevægt 200 g/0,01 g 39
Lydmåler 8
Lydmåler, farvedisplay og loggerfunktion 8
Lysmåler (Lux) 11, 18
Lysmåler (Luxmeter) PRO 10, 18

M

Meterhjul med tæller 6
Meterstok, træ 5
Målebånd 1 m 7
Målebånd 5 m 5
Målebånd, 50 m 6

N

Netadapter til Kern vægte 38

O

Opbevaringsflaske til pH-elektrode 16

P

pH elektrode (BNC) 15
pH-meter 16
pH-meter m. elektrode 13
pH-meter/ORP/temperatur, vandtæt 14
pH-måler med temperaturkompensation (pH55) 15
pH-måler til jord 13
pH-pen 0-14 (pH600) 15

R

Radonmåler 9
Refraktometer saltvand 9

S

Skole vægt KERN EHA 3000-1 (3000g - 0,1g) 28
Skole vægt KERN EMB 200-3V (200g - 0,001g) 28
Skolevægt KERN EFS 200-1S05 32
Skolevægt KERN EFS 2000-0S05 (2200g - 1g) 31
Skolevægt KERN EFS 3000-1 (3000g - 0,1g) 32
Skolevægt KERN EFS 500-2 (500g - 0,01g) 33
Skolevægt KERN EFS 600-1S05 32
Skolevægt KERN EHA 500-1 (500g - 0,1g) 30
Skolevægt KERN EHA 500-2 (500g - 0,01g) 29
Skolevægt KERN EMB 1000-2 (1000g - 0,01g) 30
Skolevægt KERN EMB 200-3 (200g - 0,001g) 31
Skolevægt KERN EMB 6000-1 (6000g - 0,1g) 30
Solarmeter 12
Sprit-termometer 21
Stopur, digitalt 22
Sæt pH-sensor/controller & peristaltisk pumpe 13

T

Termometer (ekskursion) 19
Termometer digitalt, -50-200 grader 21
Termometer med jordspyd 17
Termometer med probe -50-150 17
Termometer og luftfugtighedsmåler 20
Termometer, demo 19
Termometer, type k 18, 19
Tommestok, 2m 6

U

Universaltermometer -50 - 300 grader 21

V

Vindmåler og termometer 12, 20
Vægt , 620 g / 0,001 g, Kern PNJ 600-3M 34
Vægt 500 g/ 0,01 g, Kern EHA 500-2 34