

TABLE OF CONTENTS

Stof og energi	2
-----------------------------	----------



STOF OG ENERGI

Forsøg med stofs forskellige former og energiomdannelser: smeltning, fordampning, brændstoffer og simple energiomdannelser.



RADONMÅLER 1.299,00 KR. (1.623,75 KR. M/MOMS)

Få en hurtig indikation på radonkoncentrationen i bygningen. Radonmåleren viser... (SKU:162000)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TERMISK KAMERA HIKMICRO ECO-V 2.195,00 KR. (2.743,75 KR. M/MOMS)

HIKMICRO Eco-V er et kompakt og robust termisk kamera, der kombinerer infrarød billeddannelse... (SKU:806003)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TERMISK KAMERA - HIKMICRO MINI2PLUS V2 (USB-C) 2.295,00 KR. (2.868,75 KR. M/MOMS)

HIKMICRO Mini2Plus V2 er et avanceret termisk kamera, der forvandler din Android- eller... (SKU:806004)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



ROKIT, VANDDREVET RAKET, UDEN FLASKE 169,00 KR. (211,25 KR. M/MOMS)

Udstyret omdanner en PET-flaske til en højtflyvende raket!

En sjov måde at vise hvordan... (SKU:610101)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SOLCELLER, JUSTERBAR VINKEL 235,00 KR. (293,75 KR. M/MOMS)

Fire serielt forbundne solceller monteret i vinkel på stativ. Vinklen kan reguleres mellem 0 og... (SKU:105049)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TERMISK KAMERA HIKMICRO POCKET 2 MED WIFI 4.150,00 KR. (5.187,50 KR. M/MOMS)

Termisk kamera HIK Pocket2 er et batteridrevet (Li-ion - 4 timer) kompakt termisk kamera med... (SKU:806005)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

SLINKY FJEDER - EKSTRA LANG 89,00 KR. (111,25 KR. M/MOMS)



Ekstra lang - specielt designet til at vise bølgebevægelser.

Man kan f.eks. vise... (SKU:192210)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

SYNGENDE RØR 315,00 KR. (393,75 KR. M/MOMS)



Vis hvordan lyden i et syngende rør kan "hældes over" i et bæger og siden tilbage igen.... (SKU:340100)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

ROTERBAR PLADE 625,00 KR. (781,25 KR. M/MOMS)



Stabil roterbar plade til bevægelsesforsøg.

Stil dig på pladen, og sæt i fart, så du... (SKU:193010)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



DYNAMOLYGTE, CYKEL 85,00 KR. (106,25 KR. M/MOMS)

Klassisk cykeldynamo, der leverer (6V / 3W) og kan anvendes som dynamo ved bygning af fx vindmøller (SKU:309565)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



VINDMØLLE MED DIODE 69,00 KR. (86,25 KR. M/MOMS)

Vindmølle med generator, der er koblet til en lysdiode, som lyser når propellen snurrer rundt.... (SKU:309050)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



GALLIUM (50 G) 675,00 KR. (843,75 KR. M/MOMS)


Rent gallium metal - grundstoffet, der har et smeltepunkt på lige omkring 30 grader Celcius, og... (SKU:810120)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

NEWTONS VUGGE 129,00 KR. (161,25 KR. M/MOMS)

Flot, fascinerende og klassisk fysik-legetøj til demonstration af Newtons 3. lov.... (SKU:309120)



[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

TERMOMETER, DEMO 275,00 KR. (343,75 KR. M/MOMS)

Kæmpe analogt termometer til klasseværelset. Måler -40 til +50 grader Celcius

Højde: ca.... (SKU:160250)



[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

SOLFANGER MED PUMPE OG TANK 1.390,00 KR. (1.737,50 KR. M/MOMS)

Stor pladesolfanger (55 x 35 cm), der sikrer hurtig opvarmning af vandet. Den integrerede pumpe...

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

DYNAMOLYGTTE (LOMMELYGTTE) 65,00 KR. (81,25 KR. M/MOMS)

Lommelygte med indbygget håndgenerator. 3 LED pærer. Klart plastkabinet, der tydeligt viser...

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)





FERROFLUID 219,00 KR. (273,75 KR. M/MOMS)

Ferrofluiden er superparamagnetiske nanopartikler i mineralolie. I et magnetfelt dannes... (SKU:320130)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



GASOPSAMLINGSAPPARAT 325,00 KR. (406,25 KR. M/MOMS)

Comprises with plastic tank with lid, test tube stand, five test tube 150x24mm and stopper,... (SKU:120500)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



VANDKRAFTVÆRK 899,00 KR. (1.123,75 KR. M/MOMS)

Vannkraftverk oppbygget av turbin med gjennomsiktige vegger koblet til en motor som til sammen... (SKU:307000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



ENERGIMÅLER 149,00 KR. (186,25 KR. M/MOMS)

Ønsker du at vide, hvor meget energi strygejernet, tv'et eller mikroovnen forbruger? Og vil du... (SKU:352000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SMELTEDIGEL 55,00 KR. (68,75 KR. M/MOMS)

Smelteske (smeltedigel) i stål med træskaft.

Længde: 55 cm (SKU:201300)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



CYKELHJULGYRO 440,00 KR. (550,00 KR. M/MOMS)

Sæt fart på hjulet, og hæld det i forskellige retninger. Du kommer tydeligt til at mærke de... (SKU:193000)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



SOLOVN 375,00 KR. (468,75 KR. M/MOMS)

Klassisk solovn bestående af parabol \varnothing 30 cm med blank overflade, og monteret på et... (SKU:309130)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



FYRFADSLYS 45,00 KR. (56,25 KR. M/MOMS)

Pakke med 50 stk. fyrfadslys (SKU:309580)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



HUKOMMELSESMETALLER 295,00 KR. (368,75 KR. M/MOMS)

Små stykker metal, der huske sin facon (SKU:309015)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



DRIKKEFUGL 88,00 KR. (110,00 KR. M/MOMS)

En fugl, som aldrig holder op med at drikke! Formidler meget fysik på en sjov måde.

Dyp... (SKU:309110)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



KÆRLIGHEDSBAROMETER 79,00 KR. (98,75 KR. M/MOMS)

Varmen fra din hånd flytter væske fra en kolbe til en anden kolbe.

Mens den ene kolbe... (SKU:309112)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SPRIT-TERMOMETER 19,00 KR. (23,75 KR. M/MOMS)

Klassisk stavtermometer -20 - 110 C.

Diameter 7 mm. Med øje for ophæng - leveres i... (SKU:160000)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

INDEX

C

Cykelhjulgyro 8

D

Drikkefugl 9

Dynamolygte (lommelygte) 6

Dynamolygte, cykel 5

E

Energimåler 8

F

Ferrofluid 7

fyrfadsllys 9

G

Gallium (50 g) 5

Gasopsamlingsapparat 7

H

Hukommelsesmetaller 9

K

Kærlighedsbarometer 10

N

Newtons vugge 5

R

Radonmåler 2

Rokit, vanddrevet raket, uden flaske 3

Roterbar plade 4

S

Slinky fjeder - ekstra lang 4

Smeltedigel 8

Solceller, justerbar vinkel 3

Solfanger med pumpe og tank 6

Solovn 8

Sprit-termometer 10

Syngende rør 4

T

Termisk kamera Hikmicro Eco-V 2

Termisk kamera Hikmicro Pocket 2 med wifi 3

Termisk kamera - HIKMICRO Mini2Plus V2 (USB-C) 2

Termometer, demo 6

V

Vandkraftværk 7

Vindmølle med diode 5