

TABLE OF CONTENTS

PASPORT Sensorer (blå)	2
-------------------------------------	----------



PASPORT SENSORER (BLÅ)

Pascos PASPort serie er de gamle "kablede" sensorer, der forbindes til USB-porten. Du skal kun købe disse sensorer og loggere, hvis du i forvejen har nogle af disse og ønsker at køre videre med noget velkendt.



SUPER PULLEY - KOMBINATIONSSÆT (MED STANG ELLER KLEMME) 409,00 KR. (511,25 KR. M/MOMS)

Indeholder

1 x PASCO Super Pulley

1 x Super Pulley-klemme

1 x... (SKU:ME-9433)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT DIGITAL ADAPTER 1.103,00 KR. (1.378,75 KR. M/MOMS)

Den digitale adapter gør det muligt at tilslutte digitale ScienceWorkshop-sensorer til... (SKU:PS-2159)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT ANALOG ADAPTER 2.094,00 KR. (2.617,50 KR. M/MOMS)

PASPORT Analog Adapter er den ideelle løsning til at forbinde ScienceWorkshop-sensorer med dine... (SKU:PS-2158)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TRYKVANDHANER (5-PAK) 2.351,00 KR. (2.938,75 KR. M/MOMS)

Sæt med 5 klare PVC-haner til synliggørelse af vandgennemstrømning ved design og konstruktion... (SKU:ME-2224A)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PITOT-RØR 814,00 KR. (1.017,50 KR. M/MOMS)

Designet til at blive placeret i en luft- eller vandstrøm. Når den er forbundet med General... (SKU:ME-2221)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



VENTURI-RØR 1.170,00 KR. (1.462,50 KR. M/MOMS)

Venturirør i klar PVC med en indsnævring og to trykporte med påsatte slanger, til brug i et... (SKU:ME-2220)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



OPTISK SENSOR FOR OPLØST ILT METALBESKYTTELSE 981,00 KR. (1.226,25 KR. M/MOMS)

Metalafskærmning til brug sammen med PASPORT Optical Dissolved Oxygen Sensor. (SKU:PS-2588)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

UDSKIFTNING AF SPIROMETER-MUNDSTYKKE (10) 658,00 KR. (822,50 KR. M/MOMS)

Indeholder 10 udskiftelige engangsmundstykker til PASPORT-spirometeret (PS-2152). (SKU:PS-2522)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-KOLORIMETER- OG TURBIDITETSKØVETTER TIL UDSKIFTNING 457,00 KR. (571,25 KR. M/MOMS)

Indeholder seks kuvetter og seks låg samt erstatningsklistermærker til kuvettens låg for at... (SKU:PS-2509)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT SENSOR-FORLÆNGERKABEL 368,00 KR. (460,00 KR. M/MOMS)

Giver mulighed for en ekstra to meter lang forlængelse på alle PASPORT-sensorer. (SKU:PS-2500)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



GENEREL FLOWSENSOR MED PITOTRØR 3.253,00 KR. (4.066,25 KR. M/MOMS)

Den generelle flowsensor med pitotrør bestemmer væskehastigheden ved at måle trykforskellen... (SKU:PS-2226)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



GENEREL FLOWSENSOR MED VENTURIRØR 3.609,00 KR. (4.511,25 KR. M/MOMS)

Den generelle flowsensor med venturirør bestemmer væskehastigheden ved at måle trykforskellen... (SKU:PS-2225)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



GENEREL FLOW-SENSOR 2.440,00 KR. (3.050,00 KR. M/MOMS)

Den generelle flowsensor måler flowet af luft eller vand. Venturirør eller pitotrør fås separat. (SKU:PS-2222)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT DOBBELT VEJECELLEFORSTÆRKER 2.440,00 KR. (3.050,00 KR. M/MOMS)

Dual Load Cell Amplifier er designet til applikationer, der kræver en eller to vejeceller, og... (SKU:PS-2205)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT FORSKYDNINGSSENSOR 3.453,00 KR. (4.316,25 KR. M/MOMS)

PASPORT Displacement Sensor måler bevægelsen af den medfølgende fjederbelastede digitale... (SKU:PS-2204)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



5 N VEJECELLE 1.671,00 KR. (2.088,75 KR. M/MOMS)

Dette er en 5 N vejecelle, der måler kraft i struktursystemer og er kompatibel med... (SKU:PS-2201)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



100 N VEJECELLE 1.471,00 KR. (1.838,75 KR. M/MOMS)

Dette er en 100 N vejecelle, der måler kraft i struktursystemer og er kompatibel med... (SKU:PS-2200)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT VEJECELLE-FORSTÆRKER 5.179,00 KR. (6.473,75 KR. M/MOMS)

Dette produkt forstærker signaler fra vejeceller for at måle kræfter i struktursystemer og er... (SKU:PS-2198)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT OPTISK SENSOR FOR OPLØST ILT 5.424,00 KR. (6.780,00 KR. M/MOMS)

Denne sensor måler opløst ilt i mg/L eller procent mætning uden at kræve kalibrering eller... (SKU:PS-2196)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-SENSOR TIL SALTHOLDIGHED 2.785,00 KR. (3.481,25 KR. M/MOMS)

PASPORT Salinity Sensor arbejder sammen med den medfølgende Salinity Sensor Probe for at måle... (SKU:PS-2195)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT ETHANOL-SENSOR 2.841,00 KR. (3.551,25 KR. M/MOMS)

PASPORT Ethanol Sensor måler koncentrationen af ethanol i en gasprøve eller i dampen over en... (SKU:PS-2194)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-SENSOR TIL HØJ STRØMSTYRKE 1.671,00 KR. (2.088,75 KR. M/MOMS)

Indeholder et sensorelement med lav modstand, der kan måle op til 10 A. (SKU:PS-2193)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-KRAFTSENSOR MED HØJ OPLØSNING 2.295,00 KR. (2.868,75 KR. M/MOMS)

PASPORT High Resolution Force Sensor er designet til at foretage målinger af træk- og... (SKU:PS-2189)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT ÅNDEDRÆTSFREKVENSSENSOR 3.587,00 KR. (4.483,75 KR. M/MOMS)

PASPORT Breath Rate Sensor bruger en engangsstøvmaske til at måle åndedrætsfrekvensen. Til... (SKU:PS-2187)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



NUVÆRENDE PROBE 491,00 KR. (613,75 KR. M/MOMS)

Sæt denne strømprobe på en spændingssensor, og mål strømmen mellem -4 A og +4 A. (SKU:PS-2184)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT DOBBELT TRYKSENSOR 3.887,00 KR. (4.858,75 KR. M/MOMS)

Kan aflæse to absolutte tryk, et manometertryk eller et differenstryk. (SKU:PS-2181)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



SMART PORT 903,00 KR. (1.128,75 KR. M/MOMS)

Fotogate, der kan tilsluttes ethvert PASPORT-interface, har hjælpeport til at kæde gates... (SKU:PS-2180)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-KOLORIMETER TIL VANDKVALITET 3.576,00 KR. (4.470,00 KR. M/MOMS)

PASPORT Water Quality Colorimeter er specielt designet til at understøtte den kemiske analyse... (SKU:PS-2179)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-LYSSENSOR MED HØJ FØLSOMHED 2.540,00 KR. (3.175,00 KR. M/MOMS)

Designet til at udføre studier af synligt lys fra spektrale studier med lav intensitet til... (SKU:PS-2176)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT 2-AKSET MAGNETISK FELTSSENSOR 2.440,00 KR. (3.050,00 KR. M/MOMS)

Denne sensor gør det muligt at måle radiale og aksiale felter samtidigt, når den bruges med... (SKU:PS-2162)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT GALVANOMETER 2.406,00 KR. (3.007,50 KR. M/MOMS)

Mål små spændinger med høj opløsning. Til brug med PASPORT-interfaces. (SKU:PS-2160)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



TYPE K TERMOELEMENT 502,00 KR. (627,50 KR. M/MOMS)

Udskiftning af type K-termoelementprober. (SKU:PS-2155)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT TEMPERATURPROBE I RUSTFRIT STÅL 335,00 KR. (418,75 KR. M/MOMS)

Alsidig probe med bredt temperaturområde. Til brug med PASPORT- og ScienceWorkshop-interfaces. (SKU:PS-2153)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT-SPIROMETER 2.852,00 KR. (3.565,00 KR. M/MOMS)

PASPORT-spirometeret gør det muligt for studerende at måle luftstrøm, tryk, varighed og... (SKU:PS-2152)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT TERMOKLIN-SENSOR 9.211,00 KR. (11.513,75 KR. M/MOMS)

Giver eleverne mulighed for at studere forholdet mellem dybde og temperatur i en vandmasse. Til... (SKU:PS-2151)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT BREDSPEKTRET LYSSENSOR 4.433,00 KR. (5.541,25 KR. M/MOMS)

Specielt designet til at reagere på både det nærinfrarøde og det synlige lys, der er... (SKU:PS-2150)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT INFRARØD LYSSENSOR 4.567,00 KR. (5.708,75 KR. M/MOMS)

Måler infrarød strålingsintensitet over et bredt spektrum, så eleverne kan studere... (SKU:PS-2148)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT ABSOLUT TRYK- /TEMPERATURENSOR 2.952,00 KR. (3.690,00 KR. M/MOMS)

Denne sensor er designet til studier af idealgasloven og måler både absolut tryk og... (SKU:PS-2146)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT QUAD-TEMPERATURENSOR 2.607,00 KR. (3.258,75 KR. M/MOMS)

Giver mulighed for enhver kombination af vores temperaturfølere i rustfrit stål, med hurtig... (SKU:PS-2143)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT 2-AKSET KRAFTPLATFORM 11.751,00 KR. (14.688,75 KR. M/MOMS)

Gør det muligt at måle lodret, vandret og parallel kraft, der påføres direkte på platformen. (SKU:PS-2142)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT FORCE PLATFORM 7.674,00 KR. (9.592,50 KR. M/MOMS)

PASPORT Force Platform måler de kræfter, der påføres platformen.
(SKU:PS-2141)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT VINKELSENSOR 1.593,00 KR. (1.991,25 KR. M/MOMS)

Vinkelsensoren måler vinkel ved at måle modstand. Den har to porte til at tage imod to... (SKU:PS-2139)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT GONIOMETER-SONDE 2.540,00 KR. (3.175,00 KR. M/MOMS)

Denne sensor er en tilføjelse til Goniometer-sensoren og giver dig mulighed for at måle... (SKU:PS-2138)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT GONIOMETER-SENSOR 4.110,00 KR. (5.137,50 KR. M/MOMS)

PASPORT Goniometer-sensoren kan tilsluttes knæ-, hofte- eller albueled for at måle... (SKU:PS-2137)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT FLOWHASTIGHED/TEMPERATUR-SENSOR 2.506,00 KR. (3.132,50 KR. M/MOMS)

Måler flowhastighed og temperatur i vand i bevægelse. Til brug med PASPORT-interfaces. (SKU:PS-2130)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-TEMPERATURSENSOR 691,00 KR. (863,75 KR. M/MOMS)

Holdbar temperatursensor i rustfrit stål med et bredt måleområde. Til brug med... (SKU:PS-2125)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT ROTERENDE BEVÆGELSESENSOR 2.707,00 KR. (3.383,75 KR. M/MOMS)

PASPORT Rotary Motion Sensor måler vinkel, vinkelhastighed, vinkelacceleration og lineær... (SKU:PS-2120A)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT SPÆNDING-STRØM-SENSOR **2.217,00 KR. (2.771,25 KR. M/MOMS)**

Denne sensor giver eleverne mulighed for at måle spænding og strøm på en sikker måde uden... (SKU:PS-2115)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT MAGNETISK FELTSENSOR **1.170,00 KR. (1.462,50 KR. M/MOMS)**

Giver måling af magnetfelt i en meget kompakt pakke. Til brug med PASPORT-interfaces. (SKU:PS-2112)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT EKG-SENSOR 2.785,00 KR. **(3.481,25 KR. M/MOMS)**

En sikker, effektiv og enkel måde at måle både EKG og puls på. (SKU:PS-2111-FR)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-SENSOR TIL ABSOLUT TRYK 1.515,00 KR. (1.893,75 KR. M/MOMS)

Måler gastryk fra forskellige kilder, og internt vakuum muliggør konsekvent måling over og... (SKU:PS-2107)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT-KRAFTSENSOR 1.961,00 KR. (2.451,25 KR. M/MOMS)

Denne sensor måler både træk- og skubbekræfter op til ± 50 N. (SKU:PS-2104)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT BEVÆGELSESENSOR 1.393,00 KR. (1.741,25 KR. M/MOMS)

PASPORT Motion Sensor måler præcist position, hastighed og acceleration af et mål. Den kan... (SKU:PS-2103A)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT PH-SENSOR 1.760,00 KR. (2.200,00 KR. M/MOMS)

Har et bredt måleområde på 0 til 14 pH. Har en opløsning på 0,01 ph. Til brug med PASPORT... (SKU:PS-2102)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



MAGNETISK KOFANGER-SÆT 479,00 KR. (598,75 KR. M/MOMS)

Magnetiske kofangere til brug med enhver Force Sensor eller Smart Cart for at udføre elastiske... (SKU:ME-9885A)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PHOTOGATE-HOVED 691,00 KR. (863,75 KR. M/MOMS)

Overvåger bevægelsen af objekter, der passerer gennem porten, og tæller hændelser, når... (SKU:ME-9498A)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



TILBEHØR TIL FOTOGATE 1.114,00 KR. (1.392,50 KR. M/MOMS)

Der medfølger et Photogate-hoved og et Photogate-stativ til fleksibelt forsøgsdesign. (SKU:ME-9204B)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PHOTOGATE PENDUL-SÆT 814,00 KR. (1.017,50 KR. M/MOMS)

Sæt med fire penduler (messing, plast, træ og aluminium), som er ideelle til PASCOS Photogate... (SKU:ME-8752)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



FOTOGATE- OG REMSKIVESYSTEM 1.103,00 KR. (1.378,75 KR. M/MOMS)

Mål bevægelsen af et remskivesystem ved hjælp af denne kombination af fotogate og remskive... (SKU:ME-6838A)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

INDEX

1

100 N vejecelle 7

5

5 N vejecelle 6

F

Fotogate- og remskivesystem 19

G

Generel flow-sensor 5

Generel flowsensor med pitotrør 5

Generel flowsensor med venturirør 5

M

Magnetisk kofanger-sæt 18

N

Nuværende probe 9

O

Optisk sensor for opløst ilt Metalbeskyttelse 3

P

PASPORT 2-akset kraftplatform 13

PASPORT 2-akset magnetisk feltsensor 10

PASPORT absolut tryk-/temperatursensor 13

PASPORT Analog Adapter 2

PASPORT bevægelsessensor 17

PASPORT bredspektret lyssensor 12

PASPORT digital adapter 2

PASPORT dobbelt tryksensor 9

PASPORT dobbelt vejecelleforstærker 6

PASPORT EKG-sensor 16

PASPORT ethanol-sensor 8

PASPORT flowhastighed/temperatur-sensor 15

PASPORT Force Platform 14

PASPORT forskydningsensor 6

PASPORT Galvanometer 11

PASPORT Goniometer-sensor 14

PASPORT Goniometer-sonde 14

PASPORT infrarød lyssensor 12

PASPORT magnetisk feltsensor 16

PASPORT optisk sensor for opløst ilt 7

PASPORT pH-sensor 17

PASPORT Quad-temperatursensor 13

PASPORT roterende bevægelsessensor 15

PASPORT Sensor-forlænger-kabel 4

PASPORT spænding-strøm-sensor 16

PASPORT temperaturprobe i rustfrit stål 11

PASPORT termoklin-sensor 12

PASPORT vejecelle-forstærker 7

PASPORT vinkelsensor 14
PASPORT Åndedrætsfrekvenssensor 9
PASPORT-kolorimeter til vandkvalitet 10
PASPORT-kolorimeter- og turbiditetskøvetter til udskiftning 4
PASPORT-kraftsensor 17
PASPORT-kraftsensor med høj opløsning 8
PASPORT-lyssensor med høj følsomhed 10
PASPORT-sensor til absolut tryk 17
PASPORT-sensor til høj strømstyrke 8
PASPORT-sensor til saltholdighed 7
PASPORT-spirometer 12
PASPORT-temperatursensor 15
Photogate pendul-sæt 19
Photogate-hoved 18
Pitot-rør 2

S

Smart port 9
Super Pulley - Kombinationsset (med stang eller klemme) 1

T

Tilbehør til fotogate 18
Trykvandhaner (5-pak) 2
Type K termoelement 11

U

Udskiftning af spirometer-mundstykke (10) 3

V

Venturi-rør 3