

TABLE OF CONTENTS

PASPORT Sensorer (blå)	2
-------------------------------------	----------



PASPORT SENSORER (BLÅ)

PASPORT-sensorer (blå) — den ældre PASCO-sensor-plattform der stadig understøttes. Plugges ind i Xplorer GLX og lignende interfaces.



PASPORT OXYGEN SENSOR UDSKIFTNINGSSONDE 3.342,00 KR. (4.177,50 KR. M/MOMS)

Dette er en erstatningssonde til PASPORT Oxygen Gas Sensor.
(SKU:PS-6524)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASSPORT BERØRINGSFRI TEMPERATURENSOR 1.003,00 KR. (1.253,75 KR. M/MOMS)

Giver eleverne mulighed for at måle temperaturen ved at registrere udsendte infrarøde stråler... (SKU:PS-2197)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASSPORT QUAD TRYKSENSOR 1.972,00 KR. (2.465,00 KR. M/MOMS)

Fire indgangsporte, der kan måle fire absolutte tryk, to manometertryk eller to differenstræk... (SKU:PS-2164)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASSPORT TEMPERATUR TYPE K FØLER 4.166,00 KR. (5.207,50 KR. M/MOMS)

Måler høje temperaturer i gasser, åben ild eller genstande fra -200 °C til +1000 °C. Til... (SKU:PS-2134)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT SENSOR-FORLÆNGERKABEL 368,00 KR. (460,00 KR. M/MOMS)

Giver mulighed for en ekstra to meter lang forlængelse på alle PASPORT-sensorer. (SKU:PS-2500)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT FORSKYDNINGSSENSOR 3.453,00 KR. (4.316,25 KR. M/MOMS)

PASPORT Displacement Sensor måler bevægelsen af den medfølgende fjederbelastede digitale... (SKU:PS-2204)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT OPTISK SENSOR FOR OPLØST ILT 5.424,00 KR. (6.780,00 KR. M/MOMS)

Denne sensor måler opløst ilt i mg/L eller procent mætning uden at kræve kalibrering eller... (SKU:PS-2196)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)

PASPORT-SENSOR TIL SALTHOLDIGHED 2.785,00 KR. (3.481,25 KR. M/MOMS)

PASPORT Salinity Sensor arbejder sammen med den medfølgende Salinity Sensor Probe for at måle... (SKU:PS-2195)



[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT ETHANOL-SENSOR 2.841,00 KR. (3.551,25 KR. M/MOMS)

PASPORT Ethanol Sensor måler koncentrationen af ethanol i en gasprøve eller i dampen over en... (SKU:PS-2194)


[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT DOBBELT TRYKSENSOR 3.887,00 KR. (4.858,75 KR. M/MOMS)

Kan aflæse to absolutte tryk, et manometertryk eller et differenstryk. (SKU:PS-2181)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT-LYSSENSOR MED HØJ FØLSOMHED 2.540,00 KR. (3.175,00 KR. M/MOMS)

Designet til at udføre studier af synligt lys fra spektrale studier med lav intensitet til... (SKU:PS-2176)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT TERMOKLIN-SENSOR **9.211,00 KR. (11.513,75 KR. M/MOMS)**

Giver eleverne mulighed for at studere forholdet mellem dybde og temperatur i en vandmasse. Til... (SKU:PS-2151)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT BREDSPEKTRET LYSSENSOR **4.433,00 KR. (5.541,25 KR. M/MOMS)**

Specielt designet til at reagere på både det nærinfrarøde og det synlige lys, der er... (SKU:PS-2150)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT INFRARØD LYSSENSOR **4.567,00 KR. (5.708,75 KR. M/MOMS)**

Måler infrarød strålingsintensitet over et bredt spektrum, så eleverne kan studere... (SKU:PS-2148)

[Tilføj til kurv](#)
[Læs mere](#)



PASPORT ABSOLUT TRYK- /TEMPERATURSENSOR 2.952,00 KR. **(3.690,00 KR. M/MOMS)**

Denne sensor er designet til studier af idealgasloven og måler både

absolut tryk og... (SKU:PS-2146)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT QUAD-TEMPERATURE SENSOR 2.607,00 KR. (3.258,75 KR. M/MOMS)

Giver mulighed for enhver kombination af vores temperaturfølere i rustfrit stål, med hurtig... (SKU:PS-2143)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT VINKELSENSOR 1.593,00 KR. (1.991,25 KR. M/MOMS)

Vinkelsensoren måler vinkel ved at måle modstand. Den har to porte til at tage imod to... (SKU:PS-2139)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT FLOWHASTIGHED/TEMPERATUR-SENSOR 2.506,00 KR. (3.132,50 KR. M/MOMS)

Måler flowhastighed og temperatur i vand i bevægelse. Til brug med PASPORT-interfaces. (SKU:PS-2130)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT-TEMPERATURESENSOR 691,00 KR. (863,75 KR. M/MOMS)

Holdbar temperatursensor i rustfrit stål med et bredt måleområde. Til brug med... (SKU:PS-2125)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)



PASPORT-SENSOR TIL ABSOLUT TRYK 1.515,00 KR. (1.893,75 KR. M/MOMS)

Måler gastryk fra forskellige kilder, og internt vakuum muliggør konsekvent måling over og... (SKU:PS-2107)

[Tilføj til kurv](#)

[Læs mere](#)

INDEX

P

- PASPORT absolut tryk-/temperatursensor 5
- PASPORT Berøringsfri temperatursensor 2
- PASPORT bredspektret lyssensor 5
- PASPORT dobbelt tryksensor 4
- PASPORT ethanol-sensor 4
- PASPORT flowhastighed/temperatur-sensor 6
- PASPORT forskydningsensor 3
- PASPORT infrarød lyssensor 5
- PASPORT optisk sensor for opløst ilt 3
- PASPORT Oxygen Sensor udskiftningssonde 1
- PASPORT Quad tryksensor 2
- PASPORT Quad-temperatursensor 6
- PASPORT Sensor-forlængerkabel 3
- PASPORT Temperatur Type K Føler 2
- PASPORT termoklin-sensor 5
- PASPORT vinkelsensor 6
- PASPORT-lyssensor med høj følsomhed 4
- PASPORT-sensor til absolut tryk 7
- PASPORT-sensor til saltholdighed 3
- PASPORT-temperatursensor 7